

GB INSTRUMENT LUBRICANT (ILS)

Application: Instrument Lubricant
Net Contents: 236 mL bottle

Instructions for use:

- Wear gloves and eye protection.
1. Shake well before using.
2. Spray instruments after cleaning (box lock open), and before autoclaving
3. Let instrument drain.
4. Wipe off excess liquid.



UFI: 7PDK-7WU1-YA0J-CW87

DANGER

H304 - May be fatal if swallowed and enters airways.
P260 - Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
P301+P310 - IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor.
P331 - Do NOT induce vomiting.
P405 - Store locked up.

Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations. **Safety Information: EUH208**
Contains: White mineral oil (petroleum)

SDS available on request or at: www.hu-friedy.eu

24H Emergency number: INTERNATIONAL +49 - (0) 6132 - 84463, GBK GmbH (24h - 7d/w - 365d/a) / In England and Wales: NHS Direct - 0845 4647, In Scotland: NHS 24 - 08454 24 24 24

IT LUBRIFICANTE PER STRUMENTI (ILS)

Uso: Lubrificante per strumenti
Contenuto netto: Flacone da 236 ml

Istruzioni per l'uso:

- Indossare dei guanti e proteggere gli occhi.
1. Agitare bene prima dell'uso
2. Spruzzare sull'area interessata fino a saturarla
3. Lasciare agire sullo strumento per qualche minuto per consentire la massima penetrazione
4. Pulire, lubrificare e sterilizzare lo strumento prima dell'uso



UFI: 7PDK-7WU1-YA0J-CW87

PERICOLO

H304 - Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. **P260** - Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. **P301+P310** - IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/ un medico. **P331** - NON provocare il vomito. **P405** - Conservare sotto chiave.

Smaltire il contenitore vuoto rispettando tutte le norme locali e nazionali. **Informazioni sulla sicurezza: EUH208** Contiene: Olio minerale bianco (petrolio)

SDS disponibili su richiesta o sul sito: www.hu-friedy.eu

Numero telefono di emergenza: +49 - (0) 6132 - 84463, GBK GmbH (24h - 7d/w - 365d/a)

FR LUBRIFIANT POUR INSTRUMENT (ILS)

Application: Lubrifiant pour instrument
Contenu net: 236 ml bouteille

Mode d'emploi:

- Porter des gants et une protection oculaire.
1. Bien secouer avant utilisation.
2. Vaporiser les instruments après les avoir nettoyés (mécanisme auto-bloquant ouvert) et avant la stérilisation en autoclave.
3. Laisser égoutter l'instrument.
4. Essuyer le liquide en trop.



UFI: 7PDK-7WU1-YA0J-CW87

DANGER

H304 - Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. **P260** - Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. **P301+P310** - EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. **P331** - NE PAS faire vomir. **P405** - Garder sous clef.

Jeter le récipient vide conformément à toutes les réglementations locales et nationales. **Informations pour la sécurité: EUH208**
Contient: Huile minérale blanche (pétrole)

SDS (la fiche de données de sécurité) disponibles sur demande ou voir sur le site www.hu-friedy.eu

Numéro d'appel d'urgence (International): +49 - (0) 6132 - 84463, GBK GmbH (24h - 7d/w - 365d/a) / France: numéro ORFILA (INRIS) + 33 1 45 42 59 59

ES LUBRICANTE PARA INSTRUMENTOS (ILS)

Aplicación: Lubricante para instrumentos
Contenido neto: 236 ml botella

Modo de empleo:

- Póngase guantes y protección ocular.
1. Agitar bien antes de usar
2. Rociar en el área afectada hasta su saturación
3. Esperar unos minutos para obtener una penetración máxima
4. Limpiar, lubricar y esterilizar el instrumento antes de usarlo



UFI: 7PDK-7WU1-YA0J-CW87

PELIGRO

H304 - Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. **P260** - No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. **P301+P310** - EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico. **P331** - NO provocar el vómito. **P405** - Guardar bajo llave.

Eliminar el recipiente vacío de conformidad con las normativas nacionales y locales pertinentes. **Información de seguridad: EUH208** Contiene: Aceite mineral blanco (petróleo)

SDS disponibles a solicitud o consulte la ficha SDS en: www.hu-friedy.eu

Teléfono de emergencia, INTERNACIONAL: +49 - (0) 6132 - 84463, GBK GmbH (24h - 7d/w - 365d/a) / Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses + 34 91 562 0420

DE SCHMIERMITTEL FÜR DIE SCHARNIERINSTRUMENTE (ILS)

Anwendung: Schmiermittel für die Scharnierinstrumente
Netto Inhalt: 236 ml Flasche

Gebrauchsanweisung:

- Handschuhe und Augenschutz anlegen.
1. Vor Gebrauch gut schütteln
2. Betroffene Stellen einsprühen
3. Für maximale Penetration einige Minuten einwirken lassen
4. Das Instrument für den nächsten Einsatz reinigen, mit ILS einsprühen und sterilisieren



UFI: 7PDK-7WU1-YA0J-CW87

GEFAHR

H304 - Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. **P260** - Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. **P301+P310** - BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/.../ anrufen. **P331** - KEIN Erbrechen herbeiführen. **P405** - Unter Verschluss aufbewahren.

Leerbehälter in Übereinstimmung mit den örtlichen und nationalen Bestimmungen entsorgen. **Angaben zur Sicherheit: EUH208**
Enthält: Weißöle auf Mineralölbasis

SDS auf Anfrage oder siehe Sicherheitsdatenblatt unter: www.hu-friedy.eu

Notrufnummer: INTERNATIONAL +49 - (0) 6132 - 84463, GBK GmbH (24h - 7d/w - 365d/a) / Deutschland: 06132 - 84463 (24 Stunden - 7 Tage/Woche - 365 Tage/Jahr)

NL ONDERHOUDSSPRAY VOOR INSTRUMENTEN (ILS)

Gebruik: Onderhoudsspray voor instrumenten
Netto inhoud: 236ml fles

Gebruiksaanwijzing:

- Draag handschoenen en oogbescherming.
1. Goed schudden voor gebruik
2. Spuit op probleemgebied tot deze verzadigd is
3. Laat enkele minuten inwerken voor maximale penetratie
4. Reinig, olie en steriliseer instrument voor volgend gebruik



UFI: 7PDK-7WU1-YA0J-CW87

GEVAAR

H304 - Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. **P260** - Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen. **P301+P310** - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTI-GIFCENTRUM/arts raadplegen. **P331** - GEEN braken opwekken. **P405** - Achter slot bewaren

De lege verpakking in overeenstemming met alle lokale en nationale voorschriften weggooien. **Veiligheidsinformatie: EUH208**
Bevat: Witte minerale olie (aardolie)

SDS op aanvraag of Zie VIB op: www.hu-friedy.eu

Teléfonoonnummer voor noodgevallen: INTERNATIONAL: +49 - (0) 6132 - 84463, GBK GmbH (24h - 7d/w - 365d/a) / Nationaal Vergiftingen Informatie Centrum: +31 30 274 8888
"Uitsluitend bestemd om artsen te informeren bij accidentele vergiftigingen."