


OMNIA PROCEDURE- SETS

VEREENVOUDIG UW
DENTALE ROUTINE



MAAK DE JUISTE KEUZE

Naast de wereldwijde verspreiding van een toenemend aantal ziekten en infecties, moet u zich ook steeds meer bewust zijn van alle **infectiebeheersingsmaatregelen** die moeten worden genomen tijdens **chirurgische en niet-chirurgische procedures**.

Wij hebben de oplossingen waarmee u **de blootstelling aan kruisbesmetting** en in het bloed aanwezige pathogenen tijdens dagelijkse procedures kunt minimaliseren: kies uit een breed assortiment van **disposable producten** (maskers, jassen, afdekdoeken, accessoires, medische hechtmiddelen, gaasjes, pads), die zijn gecombineerd tot **Omniasets**. Daarmee zult u de tijd, **organisatie en efficiëntie van de voorbereiding** van stoelbehandelingen optimaliseren en de veiligheid van uw personeel en patiënten **verhogen**.

Omniasets bestaan uit individueel samengestelde disposables. Bijvoorbeeld:

- chirurgische afdekdoeken
- operatiejassen
- irrigatie- en aspiratiesystemen
- bescherming van de tandheelkundige unit
- operatieaccessoires (hoezen en bescherming voor instrumenten en fysiodispensers, medische hechtmiddelen, gaasjes, pads en irrigatielijnen)

TYPEN OMNIA PROCEDURESETS

NIET-STERIEL

Noodzakelijke bescherming tijdens alle soorten algemene procedures.



STERIEL

Betrouwbare bescherming tijdens routinematige en geavanceerde chirurgie.



SPECIAAL

Perfekte configuratie voor uw specifieke behoeften.



OMNIA PROCEDURESETS: DE VOORDELEN



HOOGWAARDIG

- De sets worden geproduceerd in een gecontroleerde omgeving die overeenkomstig EN ISO 14644-1 als **'ISO KLASSE 8'** wordt aangeduid.
- De sets worden verpakt in een dubbele steriele verpakking, medisch papier en blister, volgens zeer strenge procedures om aan de hoogste beheersingsnormen te voldoen.
- Constante controle- en waakzaamheidsmaatregelen na verkoop zijn geïmplementeerd om te garanderen dat de sets altijd veilig, geschikt voor gebruik en naar tevredenheid van de klant zijn.
- Tijdens de interne productiefasen vindt direct en continue monitoring plaats om aan de steeds maar strenger wordende kwaliteits- en veiligheidsnormen te voldoen.
- **De steriliteit is gegarandeerd tot 5 jaar** na de productiedatum (mits de verpakking niet is beschadigd).



COMPLIANCE

- De kwaliteit van de steriele sets is goed gedocumenteerd op basis **van de kennis en naleving ('compliance')** van de huidige voorschriften voor medische hulpmiddelen
- Proceduresets voldoen aan de strengere nationale en lokale voorschriften.
- Het etiket voor steriele sets bevat alle informatie voor de identificatie van het hulpmiddel (code, lot, uiterste gebruiksdatum). Er zijn twee extra etiketten voor de eenvoudige opslag van gegevens en vervolgbaarheid van alle gebruikte materialen en componenten.



EFFICIËNTIE

- Handig, compact en gebruiksklaar.
- Bevat alle disposables die het tandheelkundig team nodig heeft voor de verschillende soorten handelingen.
- Alle producten zijn al gesorteerd in de volgorde waarin ze worden gebruikt: in de operatiekamer hoeft het tandheelkundig team alleen de producten nog uit de verpakking te halen, waardoor de voorbereiding gemakkelijker en **efficiënter** wordt en dus de professionaliteit van de procedure stijgt.
- De tijd die zo wordt bespaard, kan het team besteden aan de klinische procedure, zodat ook meer procedures kunnen worden uitgevoerd.



BESPARINGEN

- Omniasets kunnen de tijd van diverse activiteiten aanzienlijk verminderen waardoor procedures sneller kunnen worden uitgevoerd.
- Proceduresets versnellen de planning, inkoop van materialen, administratie, **installatie en traceerbaarheid**.
- Aanzienlijke verlaging van de totale kosten voor elke procedure.
- **Kosteneffectief**.



DUURZAAMHEID

- Proceduresets zorgen voor een aanzienlijke vermindering van van verpakkingsmateriaal vergeleken met individueel verpakte producten.
- Ook al veroorzaken ze elke dag weer afval, genieten ze de voorkeur boven herbruikbare materialen. De veiligheid van disposables is bij elk gebruik gegarandeerd en ze hoeven niet steeds weer door medisch personeel te worden gewassen en gesteriliseerd, waardoor tijd en kosten worden bespaard.

NIET-STERIELE OMNIA BESCHERMINGSSETS

Beschermingssets voor de chirurg, assistent en patiënt tijdens alle soorten algemene procedures.



Premium High beschermingsset



High beschermingsset



Medium beschermingsset



Patiënt-beschermingsset



Basis-beschermingsset

Individueel verpakte sets zijn zo gekozen dat het perfecte beschermingsniveau wordt verkregen.

- De **chirurgen- en assistentenset** omvat de noodzakelijke disposables die de hele dag worden gedragen.
- De **patiëntenset** beschermt de patiënt en omvat ook twee jasbeschermers voor de chirurg en assistent voor elke nieuwe patiënt.



PREMIUM HIGH BESCHERMINGSSET

VOOR CHIRURG EN ASSISTENT*

				
Aantal	1 x	1 x	1 x	1 x
Omschrijving	Isolator™ N95 deeltjesmasker	SMS/PP waterbestendige helmvormige muts met koorden	Chirurgisch gevouwen Expo-model (70 g) jas gewikkeld in medisch papier en 2 handdoeken	Gelaatsscherm
Code	GPRN95	30.M0046.00	Chirurg: maat XL (lengte: 133 cm): 30.D1276.00 Assistent: maat S (lengte: 118 cm): 30.D1278.00	10.M0200.00

Chirurgenset: **10.T0799.00** (niet-steriel) | **12.T0799.00** (steriel)
Assistentenset: **10.T0798.00** (niet-steriel) | **12.T0798.00** (steriel)

* Het enige verschil tussen de chirurgenset en de assistentenset is de maat van de jas.

SET
VAN 10
STUKS



HIGH BESCHERMINGSSET

VOOR CHIRURG EN ASSISTENT*

			
Aantal	1 x	1 x	1 x
Omschrijving	Isolator™ N95 deeltjesmasker	SMS/PP waterbestendige helmvormige muts met koorden	Chirurgisch gevouwen Special Plus-model (43 g) jas gewikkeld in medisch papier en 2 handdoeken
Code	GPRN95	30.M0046.00	Chirurg: maat XL (lengte: 118 cm): 30.D2173.00 Assistent: maat M (lengte: 112 cm): 30.D2171.00

Chirurgenset: **10.T0564.00** (niet-steriel) | **12.T0564.00** (steriel)
Assistentenset: **10.T0594.00** (niet-steriel) | **12.T0594.00** (steriel)

* Het enige verschil tussen de chirurgenset en de assistentenset is de maat van de jas.

SET
VAN 10
STUKS



MEDIUM BESCHERMINGSSET

VOOR CHIRURG EN ASSISTENT*

			
Aantal	1 x	1 x	1 x
Omschrijving	Ultra™ gevoelig masker met oorlus en SecureFit™-masker-technologie	Operatiemuts met verstelbaar koord	Chirurgisch gevouwen Essential SMMS-model jas (35 g)
Code	GCFCXSFSF	30.M0045.00	Chirurg: maat L (lengte: 125 cm): 30.D2302.00 Assistent: maat L (lengte: 125 cm): 30.D2302.00

Chirurgenset: **10.T0600.00** (niet-steriel) | **12.T0600.00** (steriel)
Assistentenset: **10.T0601.00** (niet-steriel) | **12.T0601.00** (steriel)

* Het enige verschil tussen de chirurgenset en de assistentenset is de maat van de jas.


SET
VAN 10
STUKS



PATIËNTBESCHERMINGSSET

VOOR PATIËNT

Elke set is ontworpen om de patiënt af te dekken en te beschermen. Het bevat ook 2 jasbeschermers voor de chirurg en assistent voor de behandeling van elke nieuwe patiënt.










Aantal	2 x	1 x	1 x	1 x
Omschrijving	Jasbeschermer - PE	Patiëntveiligheidsmasker met scherm	Patiëntmuts	Sani-Tab™ Chain-Free patiëthanddoek
Code	30.D1002.00	GCPAT	30.M0040.00	WEXBLT









Aantal	2 x	1 x	1 x	2 x
Omschrijving	Patiëntshoenschermer	Waterbestendige hoofdsteun met elastiek, rond 24 cm Ø	Comfort Plus™ Premium speekselafzuigers, wit/groen, mintgeur	2Cross20 zelfklevende folies 20 x 20 cm LDPE - BLAUW
Code	30.D4003.00	20.O0011.00	ZWGCPM	32.U0020.00

Patiëntenset:
10.S9378.00 (niet-steriel)
12.S9378.00 (steriel)





BASISBESCHERMINGSSET

VOOR CHIRURG EN ASSISTENT*

De individueel verpakte sets bestaan uit ideale productcombinaties voor korte, routinematige procedures.





Aantal	1 x	1 x
Omschrijving	Isolator™ N95 deeltjesmasker	Jas met elastieken (lengte: 110 cm, 30 g), één maat
Code	GPRN95	30.D1307.00





1 x	1 x
Isolator™ N95 deeltjesmasker	Omhulsel jasbeschermer duim omhoog (lengte: 125 cm, 31 g) – één maat alleen XL
GPRN95	30.D1002.00


N95- & NWF-set:
10.T9118.00



N95- & omhulselset:
10.T9119.00



* Het enige verschil tussen de chirurgenset en de assistentenset is het type jas.



PRODUCTKENMERKEN
VAN ELK PRODUCT



Gezichtsmaskers

Isolator™ N95 deeltjesmasker
GPRN95

- Door NIOSH goedgekeurd N95-masker.
- Voldoet aan de richtlijnen voor beheersing van TB-blootstelling.
- Weerstand tegen doordringing door synthetisch bloed: 160 mmHg.
- Vloeistofbestendige binnen-/buitenlagen.
- Kinzakconstructie.
- EN 149: 2001 FFP2 NR / NIOSH N95

Hoewel de N95 veel lijkt op een chirurgisch masker, is het een deeltjesmasker en moet worden gebruikt in overeenstemming met alle lokale voorschriften voor ademhalingsbescherming.



Ultra™ gevoelig masker met oorlus en SecureFit™-maskertechnologie
GCFCXSFSF

- Type IIR verbeterde vloeistofbestendigheid.
- ASTM 3.
- Vloeistofbestendige buitenlaag.
- Vloeistofbestendige, extra zachte witte hypoallergene cellulosebinnenlaag – rafelt en scheur niet.
- Geen chemicaliën, inkt of kleurstoffen.
- Extra lang aluminium neusstuk.
- FogFree™ strook op binnenlaag van het masker.



Patiëntveiligheidsmasker met scherm
GCPAT

- Vloeistofbestendig. Dekt de ogen en neus van de patiënt af.
- Beschermt gevoelig oog- en slijmvliesweefsel tegen vliegende deeltjes, spuiten en spetters.
- Geeft patiënten een veilig gevoel, zonder dat ze 'in het donker zitten' met bevestigd transparant scherm.
- Goed passend profiel; flexibele materialen bieden maximale toegang tot de mond.
- Witte spingebonden binnen- en buitenlagen.



Gelaatsscherm
10.M0200.00

- Breed polyethyleenscherm dat niet beslaat.
- Polyurethaan inzetstuk.
- Geschikt voor bril dragers.



Mutsen

SMS/PP waterbestendige helmvormige muts met koorden
30.M0046.00

- Water-/vloeistofbestendig - ademend gedeelte.



Operatiemuts met verstelbaar koord
30.M0045.00

- SMS vloeistofafstotend.
- Maakt beademing mogelijk.



Patiëntmuts
30.M0040.00

- Vloeistofafstotend.
- Maakt beademing mogelijk.
- Voor ademhalingsbescherming.



Jassen

Expo-model jas (Softesse®, 70 g), chirurgisch gevouwen, gewikkeld in medisch papier met 2 handdoeken
30.D1276.00 (XL, lengte: 133 cm) / 30.D1278.00 (S, lengte: 118 cm)

- Vliesvormige, medische non-woven stof.
- Sterk vloeistofafstotend.
- Buitengewoon gevoel van comfort.
- Klittenbandsluiting, katoenen manchetten.
- Dubbele interne en externe zijkoorden.
- Chirurgisch gevouwen.
- 2 handdoeken.
- Gewikkeld in medisch paspapier.



Chirurgisch gevouwen SMMS-model jas (35 g)
30.D2302.00 (L, lengte: 125 cm)

- Waterafstotend en ademend, SMMS.
- Katoenen manchetten.
- Buikriem.
- Chirurgisch gevouwen.
- Ultrasoon gelaste naden voor een gegarandeerd meer efficiënte barrière tegen bacteriën en vloeistoffen.



Special Plus-model jas (SMS Microfibre, 43 g), chirurgisch gevouwen, gewikkeld in medisch papier met 2 handdoeken
30.D2173.00 (XL, lengte: 118 cm) / 30.D2171.00 (M, lengte: 112 cm)

Waterafstotend en ademend, gemaakt van SMS Microfibre voor een uitstekende combinatie van comfort en prestatie. Dankzij de katoenen manchetten, aan de zijkant vast te maken buikriem, chirurgische vouwmethode en geïntegreerde handdoek is het ideaal voor klinische procedures.



Jas met elastieken (30 g), (NWF)
30.D1307.00 (één maat, lengte: 110 cm)

Door de elastieken ideaal voor korte, routinematige procedures of als aanvulling op de patiëntbescherming en als barrière tegen pathogenen.



Omhulsel jasbeschermers duim omhoog
30.D1002.00 (alleen één maat XL, lengte: 125 cm)

Duim omhoog, perfect voor routinematige handelingen: door het speciale PE van medische kwaliteit garandeert een volledige ondoordringbaarheid voor pathogene en verontreinigde stoffen. Beschermt de operatiekleding tegen ongewilde spetters of besmetting. Door het aanvullende duim omhoog-systeem blijft de jas tijdens het dragen op zijn plaats zitten.

- Medische kwaliteit
- Waterbestendig
- Hoge beschermingsgraad





Diversen

Sani-Tab™ Chain-Free patiënthanddoek
WEXBLT

- Gebruiksvriendelijk - kan overal op de patiënt worden geplaatst.
- Handdoek blijft op zijn plaats zitten voor maximale afdekking, in tegenstelling tot handdoekklemmen etc.
- Disposable handdoekhouders.
- Kan hoog op de patiënt worden geplaatst om de kleding te beschermen.



Patiëntschoenbeschermers
30.D4003.00

- Waterbestendige schoenbeschermers met elastische opening.



Waterbestendige hoofdsteen met elastiek - wit, rond 24 cm Ø
20.O0011.00

- Waterbestendig en absorberende NWF-bescherming.



Comfort Plus™ Premium speekselafzuigers, wit/groen, mintgeur
ZWGCPM

- De meer vriendelijke en voorzichtige speekselafzuiger...verwijdt vloeistof i.p.v. weefsel!
- Gepatenteerde puntontwerp verhoogt het comfort van de patiënt - zuigt geen slijmvliesweefsel af.
- Vergemakkelijkt de ononderbroken afzuiging van vocht en lichte resten.
- Optimaliseert de vochtafzuiging omdat het gepatenteerde puntontwerp voorkomt dat weefsel de afzuiging blokkeert.
- Behoudt zijn vorm vanwege beschermd productieproces.
- Ademhalingsbescherming.



2Cross20 zelfklevende folies 20 x 20 cm LDPE - BLAUW
32.U0020.00

- LDPE-bescherming.
- Voorkomt kruisbesmetting.


STERIELE OMNIA KLEDINGSETS

Vereenvoudig uw tandheelkundig werk met steriele kledingsets.



CHIRURGENSET

Deze steriele kledingset is ontworpen voor de chirurg. De set is ideaal voor alle tandheelkundige implantaties, parodontologie en maxillofaciale ingrepen. De set wordt geleverd in een dubbele steriele verpakking, gewikkeld in medisch papier. Het handige verwijderbare etiket vergemakkelijkt de vervolgbaarheid van de procedure.



Aantal	1 x	1 x	1 x	2 x
Omschrijving	Chirurgisch gevouwen Expo-model jas (maat L) en 2 handdoeken gewikkeld in medisch papier	Operatiemuts met verstelbaar koorden	SPIRITUS PLUS® gelaatsmasker met koorden	Antislip schoenbeschermers
Materiaal	Softesse®	NWF	NWF	NWF
Kleur	Lichtblauw	Lichtblauw	Lichtblauw	Lichtblauw

Chirurgenset
12.T0010.00 (steriel)



“De beschikbaarheid van speciale afdekdoeken- en jassensets voor specialisten/chirurgen betekent dat we de hoogwaardige zorg kunnen behouden die voor onze patiënten noodzakelijk is. Omnia was zeer behulpzaam bij het kiezen van de inhoud van de verschillende sets en hun service was tijdens het hele proces uitstekend.

Dr. Paul Stone BDS, FDS, RCS(Edin)
Specialist/mondchirurg & klinisch directeur, Blackhills Clinic - VK



ASSISTENTENSET

Deze steriele kledingset is ontworpen voor de assistent en het bezoekend personeel in de operatiekamer. De set is ideaal voor alle tandheelkundige implantaties, parodontologie en maxillofaciale ingrepen. De set wordt geleverd in een dubbele steriele verpakking, gewikkeld in medisch papier, en de jas wordt chirurgisch gevouwen. Het handige verwijderbare etiket vergemakkelijkt de vervolgbaarheid van de procedure.



Aantal	1 x	1 x	1 x	2 x
Omschrijving	Chirurgisch gevouwen Special Plus-model jas (maat M) en 2 handdoeken gewikkeld in medisch papier	Uniseks ademende muts	SPIRITUS PLUS® gelaatsmasker met koorden	Antislip schoenbeschermers
Materiaal	SMS Microfibre	NWF	NWF	NWF
Kleur	Lichtblauw	Lichtblauw	Lichtblauw	Lichtblauw

Assistentenset
12.T0001.00 (steriel)



PATIËNTENSET

Deze steriele kledingset is ontworpen voor de patiënt. De set is ideaal voor alle tandheelkundige implantaties, parodontologie en maxillofaciale ingrepen en wordt geleverd in een dubbele steriele verpakking, gewikkeld in medisch papier. De jas heeft elastieken bij de polsen voor meer comfort van de patiënt. Het handige verwijderbare etiket vergemakkelijkt de vervolgbaarheid van de procedure.



Aantal	1 x	1 x	1 x
Omschrijving	Vloeistofafstotende jas met elastiek	Ronde muts met elastiek	Vloeistofbestendige schoenbeschermers
Materiaal	NWF	NWF	NWF
Kleur	Wit	Wit	Lichtblauw

Patiëntenset
12.T0002.00 (steriel)



CHIRURGENKIT

Deze steriele kledingkit is ontworpen voor de chirurg. De kit is ideaal voor alle niet zeer gecompliceerde of kortdurende procedures. Het handige verwijderbare etiket vergemakkelijkt de vervolgbaarheid.

Aantal	1 x	1 x	1 x	2 x
Omschrijving	Vloeistofafstotende jas met katoenen manchetten	Operatiemuts met verstelbaar koorden	SPIRITUS PLUS® gelaatsmasker met elastische oorlussen	Vloeistofbestendige schoenbeschermers
Materiaal	NWF	NWF	NWF	PVC
Kleur	Lichtblauw	Lichtblauw	Lichtblauw	Lichtblauw

Chirurgenkit
12.T0107.00 (steriel)



ASSISTENTENKIT

Deze steriele kledingkit is ontworpen voor de assistent of bezoekend personeel. De kit is ideaal voor alle niet zeer gecompliceerde of kortdurende procedures. Het handige verwijderbare etiket vergemakkelijkt de vervolgbaarheid van de procedure.

Aantal	1 x	1 x	1 x	2 x
Omschrijving	Vloeistofafstotende jas met katoenen manchetten	Ronde muts met elastiek	SPIRITUS PLUS® gelaatsmasker met elastische oorlussen	Vloeistofbestendige schoenbeschermers
Materiaal	NWF	NWF	NWF	PVC
Kleur	Lichtblauw	Lichtblauw	Lichtblauw	Lichtblauw

Assistentenkit
12.T0108.00 (steriel)



KAAKCHIRURGIESET

Steriele set chirurgische afdekdoeken, ideaal voor alle kleine ingrepen, zoals het trekken van verstandskiezen en operaties van het tweede niveau. De speciale zelfklevende U-vormige uitsparing aan de ene kant van de doek zorgt voor een effectieve afbakening van de operatieplaats. Het handige verwijderbare etiket vergemakkelijkt de vervolgbaarheid.

Aantal	1 x	2 x
Omschrijving	Absorberende/vloeistofbestendige afdekdoek 50 x 75 met zelfklevende U-vormige uitsparing 11 x 9 cm	Absorberende/vloeistofbestendige afdekdoek 50 x 75 cm
Materiaal	NWF + PE	NWF + PE
Kleur	Lichtblauw	Lichtblauw

Kaakchirurgieset
12.T0105.00 (steriel)

SET VAN 10 STUKS



“Ik hou van Omnia-producten vanwege de kwaliteit en betrouwbaarheid. Ik gebruik de afzonderlijke kits voor al mijn implantaties en botregeneratieoperaties. De producten zorgen ervoor dat onze operaties infectiebestendig zijn.

Istvan Urban DMD, MD, PhD
DMD, MD, PhD Associate Professor - Universiteit Szeged,
Afdeling Parodontologie - Szeged, Hongarije



“Ik herinner me nog aan de tijd toen we die lange operatielakens gebruikten om de patiënt af te dekken. Gelukkig is dat verleden tijd. Dankzij Omnia-producten werken we efficiënter, besparen zo tijd en voldoen altijd aan de normen.

Mario Kirste
MSc Implantologie Frankfurt/Oder



BASISIMPLANTATIESET

De basisimplantatieset is ontworpen voor alle routinematige chirurgische activiteiten waarvoor een operatieprotocol nodig is dat de vereiste mate van steriliteit biedt en de veiligheid van chirurgen en patiënten garandeert. Vanwege de redelijke prijs is het bijzonder geschikt voor alle chirurgische ingrepen met directe belasting of voor ingrepen zoals het opnieuw openen van implantaten, flap-operaties of behandelingen van kleine operatiewonden.



Aantal	1 x	1 x	2 x	1 x
Omschrijving	Chirurgisch gevouwen Special Plus-model jas (maat L) en 2 handdoeken gewikkeld in medisch papier	Jas met katoenen manchetten	Operatiemutsen met vaste koorden	Ronde operatiemuts voor de patiënt
Materiaal	SMS Microfibre	NWF	Absorberend NWF	Absorberend NWF
Kleur	Lichtblauw	Lichtblauw	Lichtblauw	Lichtblauw



Aantal	1 x	1 x	1 x	1 x
Omschrijving	Absorberende/vloeistofbestendige afdekdoek 50 x 75 cm met zelfklevende* kant	Absorberende/vloeistofbestendige afdekdoek 75 x 90 cm met zelfklevende* U-vormige uitsparing 11 x 9 cm	Omnislavee-hoes 120 x 7 cm	Afvalzak voor besmet materiaal
Materiaal	NWF + PE	NWF + PE	PE	PVC
Kleur	Lichtblauw	Lichtblauw	Transparant	Rood

Basisimplantatieset
12.S5621.00 (steriel)

* Nummers in vet wijzen op de zelfklevende zijde



IMPLANTOLOGIESET

Complete steriele set met alle benodigdheden voor elke soort implantologische ingreep. Het bevat jassen voor zowel chirurg als assistent, chirurgische afdekdoeken met zelfklevende bevestigingsstroken, hoezen voor handstukken, folies voor handgrepen en toetsenborden, afdekdoek voor patiënt met zelfklevende U-vormige uitsparing. De set is gewikkeld in een absorberend/vloeistofbestendig afdeklaken 145 x 160 cm.



Aantal	2 x	2 x	1 x	1 x
Omschrijving	Chirurgisch gevouwen Special Plus-model jassen (maat L) en handdoek gewikkeld in medisch papier	Vloeistofbestendige/absorberende afdekdoeken met zelfklevende* kant 75 x 90 cm	Chirurgische aspirator met Yankauer-tip	Vloeistofbestendige/absorberende afdekdoek 100 x 150 cm met zelfklevende* U-vormige uitsparing 6,5 x 30 cm
Materiaal	SMS Microfibre	NWF + PE	PVC	NWF + PE
Kleur	Lichtblauw	Lichtblauw	Transparant	Lichtblauw



Aantal	1 x	2 x	1 x
Omschrijving	Omnislavee-hoes 120 x 7 cm	2Cross20 zelfklevende folies 20 x 20 cm	Afvalzak voor besmet materiaal
Materiaal	PE	LDPE	PVC
Kleur	Transparant	Lichtblauw	Rood

Implantologieset
12.S4671.00 (steriel)



KAACHIRURGIESET - AFDEKDOEK MET ZELFKLEVENDE U-VORMIGE UITSPARING

Complete steriele set voor gecompliceerde procedures, zoals belangrijke restauraties, botdistracties, maxillofaciale ingrepen. De set bevat alle benodigdheden voor de voorbereiding van de operatiekamer voor veeleisende ingrepen: chirurgische afdekdoeken met zelfklevende bevestigingsstroken, ademende doek voor de patiënt gemaakt van **Softesse® met zelfklevende U-vormige uitsparing, hoezen voor handstukken, zelfklevende folies voor toetenborden, speciale doek van medisch PVC** voor fysiodispenser, set voor de desinfectie van de patiënt, Mayo tafellaken, 2 operatiejassen van Softesse® met 2 steriele handdoeken. De set is gewikkeld in een handig absorberend, vloeistofbestendig afdeklaken 160 x 190 cm en verpakt in een Tyvek®-envelop.

Aantal	2 x	1 x	2 x	1 x	1 x
Omschrijving	Chirurgisch gevouwen Expo-model jas (maat L) en 2 handdoeken gewikkeld in medisch papier	Ademende muts	Vloeistofbestendige/absorberende afdekdoeken 75 x 90 cm met zelfklevende* kant	Mayo tafellaken 80 x 120 cm	Afdekdoek 40 x 50 cm met zelfklevende* kant
Materiaal	Softesse®	NWF	NWF + PE	NWF + PVC	PE
Kleur	Lichtblauw	Lichtblauw	Lichtblauw	Lichtblauw	Transparant
Aantal	2 x	1 x	2 x	1 x	1 x
Omschrijving	Omnisleevehoezen 240 x 7 cm	ASP51/F chirurgische aspirator	2Cross20 zelfklevende folies 20 x 20 cm	Spons met handgreep voor desinfectie van de patiënt	Bak 250 ml
Materiaal	PE	PVC	LDPE	PVC	PE
Kleur	Transparant	Transparant	Lichtblauw	Blauw	Blauw
Aantal	1 x	1 x	5 x	1 x	
Omschrijving	Vloeistofafstotende afdekdoek 67 x 75 cm met zelfklevende* kant	Vloeistofafstotende afdekdoek 133 x 200 cm met zelfklevende U-vormige uitsparing 6,5 x 50 cm en lus	Ronde tampons Ø 3 cm	Afvalzak voor besmet materiaal	
Materiaal	Softesse®	Softesse®	Katoen	PVC	
Kleur	Lichtblauw	Lichtblauw	Wit	Rood	

Kaakchirurgie set - Afdekdoek met zelfklevende U-vormige uitsparing
12.S4041.00 (steriel)

* Nummers in vet wijzen op de zelfklevende zijde



KAACHIRURGIESET - AFDEKDOEK MET ZELFKLEVENDE OPENING**

** voor degenen die graag werken volgens een operatieprotocol waarbij de ogen van de patiënt worden afgedekt

Complete steriele set voor gecompliceerde procedures, zoals belangrijke restauraties, botdistracties, maxillofaciale ingrepen. De set bevat alle benodigdheden voor de voorbereiding van de operatiekamer voor veeleisende ingrepen: chirurgische afdekdoeken met zelfklevende bevestigingsstroken, ademende, zelfklevende afdekdoek met venster voor de patiënt gemaakt van **Softesse® met zelfklevende U-vormige uitsparing, hoezen voor handstukken, zelfklevende folies voor toetenborden, speciale doek van medisch PVC** voor fysiodispenser, set voor de desinfectie van de patiënt, Mayo tafellaken, 2 operatiejassen van Softesse® met 2 steriele handdoeken. De set is gewikkeld in een handig absorberend, vloeistofbestendig afdeklaken 160 x 190 cm en verpakt in een Tyvek®-envelop.

Aantal	2 x	1 x	2 x	1 x	1 x
Omschrijving	Chirurgisch gevouwen jassen (maat L), 2 handdoeken gewikkeld in medisch papier	Ademende muts	Vloeistofbestendige/absorberende afdekdoeken 75 x 90 cm met zelfklevende* kant	Mayo tafellaken 80 x 120 cm	Afdekdoek 40 x 50 cm met zelfklevende* kant
Materiaal	Softesse®	NWF	NWF + PE	NWF + PVC	PE
Kleur	Lichtblauw	Lichtblauw	Lichtblauw	Lichtblauw	Transparant
Aantal	2 x	1 x	2 x	1 x	1 x
Omschrijving	Omnisleevehoezen 240 x 7 cm	ASP51/F chirurgische aspirator	2Cross20 zelfklevende folies 20 x 20 cm	Spons met handgreep voor desinfectie van de patiënt	Bak 250 ml
Materiaal	PE	PVC	LDPE	PVC	PE
Kleur	Transparant	Transparant	Lichtblauw	Blauw	Blauw
Aantal	1 x		5 x	1 x	
Omschrijving	Vloeistofafstotende afdekdoek 133 x 200 cm met zelfklevende, niet in het midden gelegen opening 6 x 9 cm en lus		Ronde tampons Ø 3 cm	Afvalzak voor besmet materiaal	
Materiaal	Softesse®		Katoen	PVC	
Kleur	Lichtblauw		Wit	Rood	

Kaakchirurgie set - Afdekdoek met zelfklevende opening
12.S4096.00 (steriel)

* Nummers in vet wijzen op de zelfklevende zijde



KAAKCHIRURGIESET - GEEN-PANIEK AFDEKDOEK

Complete steriele set voor gecompliceerde procedures, zoals belangrijke restauraties, botdistracties, maxillofaciale ingrepen. De set bevat alle benodigdheden voor de voorbereiding van de operatiekamer voor veeleisende ingrepen: chirurgische afdekdoeken met zelfklevende bevestigingsstroken, ademende afdekdoek voor de patiënt gemaakt van **Softesse® met een beschermingsvenster van een transparant materiaal dat directe communicatie tussen patiënt en chirurg vergemakkelijkt, waardoor panieksituaties worden voorkomen, hoezen voor handstukken, zelfklevende folies voor toetenborden, speciale afdekdoek van medisch PVC** voor fysiodispenser, set voor de desinfectie van de patiënt, Mayo tafellaken, 2 operatiejassen van Softesse® met telkens 2 steriele handdoeken.

De set is gewikkeld in een handig absorberend, vloeistofbestendig afdeklaken 160 x 190 cm en verpakt in een Tyvek®-envelop.

   				
Aantal	2 x	1 x	1 x	2 x
Omschrijving	Expo-model jassen (maat L), chirurgisch gevouwen met 2 handdoeken gewikkeld in medisch papier	Vloeistofbestendige jas met manchetten	Ronde muts met elastiek	Absorberende/vloeistofbestendige afdekdoeken 75 x 90 cm met zelfklevende* kant
Materiaal	Softesse®	Non-woven	Non-woven	NWF+ PE
Kleur	Blauw	Blauw	Blauw	Blauw
   				
Aantal	1 x	1 x	2 x	1 x
Omschrijving	Mayo tafellaken 80 x 120 cm	Transparante afdekdoek van PVC 40 x 50 cm met zelfklevende* kant	Slanghoezen 240 x 7 cm met Omnisleeve inserter	Chirurgische aspirator ASP51/F
Materiaal	NWF+PVC	PVC	PE	PVC
Kleur	Blauw	Transparant	Transparant	Transparant

   				
Aantal	2 x	1 x	1 x	1 x
Omschrijving	Zelfklevende folies 21 x 31 cm	Handmatige irrigatiespuit 10 cm³	Spons voor desinfectie van de patiënt	Bak 250 ml
Materiaal	PVC	PP	PE+PU	PE
Kleur	Blauw	Transparant	Blauw	Blauw
   				
Aantal	1 x	5 x	4 x	1 x
Omschrijving	Vloeistofbestendige chirurgische afdekdoek 133 x 200 cm met driehoekige zelfklevende* uitsparing 11 x 10 cm aan de onderkant, transparante opening voor de ogen en klittenbandlus voor slangbevestiging	Gaassponsjes Ø 3 cm	Gevouwen kompressen 5 x 5 cm, 4 lagen	Afvalzak voor besmet materiaal
Materiaal	Softesse®	Katoen	Non-woven	PVC
Kleur	Blauw	Wit	Wit	Rood

Kaakchirurgie set - Geen-paniek afdekdoek
12.S4061.00 (steriel)

* Nummers in vet wijzen op de zelfklevende zijde



PARODONTALESET

Steriele set voor parodontale operaties of kleine mondoperaties. De set bevat afdekdoeken voor de patiënt en oppervlakken. Daartoe behoren ook hoezen voor handstukken, zelfklevende folies voor handgrepen en toetsenborden en gevouwen kompressen.

De set is dubbel verpakt. Het handige verwijderbare etiket vergemakkelijkt de vervolgbaarheid van de procedure.

Aantal	1 x	1 x	2 x	2 x	2 x
Omschrijving	Zelfklevend* U-vormige uitsparing 11 x 9 cm absorberende/ waterbestendige afdekdoek 75 x 90 cm	Absorberende/ waterbestendige afdekdoek 75 x 90 cm	Absorberende/ waterbestendige afdekdoeken 50 x 75 cm	Slanghoezen 120 x 7 cm met zelfklevende bevestigingen	Gevouwen kompressen 5 x 5 cm, 4 lagen
Materiaal	Non-woven + PE	Non-woven + PE	Non-woven + PE	LDPE	Non-woven
Kleur	Blauw	Blauw	Blauw	Transparant	Wit

Parodontale set
12.T0013.00 (steriel)



DENTSET

Steriele set bestaande uit afdekdoeken voor de patiënt en oppervlakken. Daartoe behoren ook hoezen voor handstukken en zelfklevende folies voor handgrepen en toetsenborden. De set is dubbel verpakt. Het handige verwijderbare etiket vergemakkelijkt de vervolgbaarheid van de procedure.

Aantal	1 x	1 x	2 x	2 x	4 x
Omschrijving	Absorberend/ vloeistofbestendig afdeklaken 100 x 150 cm met U-vormige uitsparing 6,5 x 30 cm*	Absorberende/ waterbestendige afdekdoek 75 x 90 cm	Absorberende/ vloeistofbestendige afdekdoek 50 x 75 cm	Omnisleevehoezen 120 x 7 cm	2Cross20 zelfklevende folies 20 x 20 cm
Materiaal	NWF + PE	NWF + PE	NWF + PE	PE	LDPE
Kleur	Lichtblauw	Lichtblauw	Lichtblauw	Transparant	Lichtblauw

Dentset
12.T0003.00 (steriel)

* Nummers in vet wijzen op de zelfklevende zijde



“Omnia-producten bieden mij een efficiënte, veilige en hoogwaardige manier om tijdens implantaties de steriliteit voor mijn patiënten te beheersen.

Dr. Sascha A. Jovanovic
Parodontoloog en implantoloog, Los Angeles - Californië



“De sets voor de operatiekamer en patiëntvoorbereiding zorgen voor optimale steriliteit, een belangrijke hoeksteen (...). Bovendien zijn ze zeer handig en gebruiksvriendelijk voor het hele team.”

Prof. Tiziano Testori MD DDS FICD, arts-chirurg gespecialiseerd in tandheelkunde en orthodontie - Como, Italië

SPECIALE PROCEDURESETS

Afgestemd op uw behoeften.

De zorgvuldige, rigoureuze en juiste voorbereiding van de operatieomgeving volgens een vooraf vastgesteld protocol is een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle chirurgische ingreep. Deze belangrijk taak bestaat uit het controleren van de beschikbaarheid en het kiezen en voorbereiden van een groot aantal afzonderlijke producten die voor de chirurgische ingreep noodzakelijk zijn.

Dit proces is zeer tijdrovend voor het professionele operatiekamerpersoneel. Om aan hun behoeften te voldoen, ontwikkelde OMNIA® een uiterste efficiënte oplossing: **de speciale proceduresets**.

Eén procedureset bevat alle afzonderlijke producten die worden gebruikt bij de voorbereiding van uw **procedures in de operatiekamer**.

AFGESTEMD

Een speciale procedureset bevat alle medische disposables die zijn afgestemd op uw specifieke eisen zodat aan de behoeften van uw eigen operatieprotocollen wordt voldaan. Het doel is verbetering van de efficiëntie in de operatiekamer door vereenvoudiging van de voorbereiding, vermindering van vertraging tijdens de voorbereiding, verbetering van de kwaliteit van de resultaten en van de kwaliteit van de hulp aan patiënten.

Door optimalisatie van tijd en kosten kunt u zich meer richten op uw patiënt.

PRODUCTEN VOOR UW SPECIALE PROCEDURESET

Wij bieden een breed productassortiment met vele variaties voor uw specifieke behoeften:

- PBM
- operatiejassen
- afdekdoeken voor patiënten en oppervlakken
- chirurgische accessoires (hoezen en zelfklevende folies)
- aspiratiesystemen
- irrigatiesystemen
- en nog veel meer...

Op onze website vinden u vele verschillende producten die niet in de catalogus staan; deze kunnen alleen worden gebruikt om een gepersonaliseerde set te maken.

TIPS VOOR HET SAMEN- STELLEN VAN UW SPECIALE PROCEDURESET

- Selecteer de producten voor uw set
- Kies de materialen, aantallen en afmetingen van de producten
- Schat het aantal jaarlijks geplande procedures
- Test de voorbeeldsets en (indien nodig) wijzig de door u gekozen producten.



DE EENVOUDIGE MANIER VOOR UW SPECIALE PROCEDURESET

MODULE

Geef ons aan welke producten u in de set wenst: afmetingen, aantallen en de precieze volgorde ervan.



VOORBEELDSET

Onze productspecialisten stellen uw speciale voorbeeldprocedureset samen.



VOORBEELDEN

Ontvang uw voorbeeldsets en test deze in uw praktijk, samen met uw personeel, om te zien of deze aan al uw eisen voldoen.



PRODUCTIE

Na uw eerste order wordt uw speciale procedureset geproduceerd.**



LEVERING

Na ca. 4 weken ontvangt u uw speciale proceduresets in uw praktijk.



ONZE SERVICE: PERSOONLIJKE ADVISERING

Ons netwerk van adviseurs staat voor u klaar zodat u de beste speciale procedureset voor uw behoeften kunt kiezen. U kunt direct contact opnemen met ons of onze goed getrainde tussenpersonen en leveranciers. Wij helpen u met de keuze van de ideale componenten en kenmerken zodat de perfecte speciale procedureset voor u ontstaat.

ONZE SERVICE: VERTROUWD EN TRACEERBAAR

Voldoet aan alle vereiste normen* voor productiespecificaties en het op de markt brengen van de hulpmiddelen alsmede voor onderhoud, transport, etikettering, monitoring na verkoop, beheer van claims en afwijkingen en, vooral, vervolgbaarheid van de hulpmiddelen.

Producten worden geïdentificeerd met behulp van het batchnummer dat aan het hulpmiddel is toegewezen, de code ervan en de uiterste gebruiksdatum; daardoor is de vervolgbaarheid gegarandeerd. De door Omnia gebruikte etiketten bevatten alle informatie die nodig is voor de identificatie van het product. Het heeft twee verwijderbare delen zodat de eindgebruiker de gegevens gemakkelijk kan opslaan en het product kan volgen.

*Richtlijn betreffende medische hulpmiddelen 93/42/EEG (bijgewerkt door 2007/47/EG) en UNI EN ISO 13485:2004 normen. **Minimale bestelhoeveelheid: 30 stuks.



Voor meer informatie over of bestellen van producten van Hu-Friedy belt u 00800 48 37 43 39 of gaat u naar [Hu-Friedy.eu](https://www.hu-friedy.eu)
Voor meer informatie over Crosstex-producten belt u +39 05 24 52 74 53 of gaat u naar [crosstex.com](https://www.crosstex.com)
Voor meer informatie over of het bestellen van producten van Omnia belt u +39 05 24 52 74 53 of gaat u naar [omniaspa.eu](https://www.omniaspa.eu)

Omdat sommige producten in deze catalogus niet in alle landen beschikbaar zijn, verzoeken wij u contact op te nemen met uw plaatselijke erkende leverancier of met onze klantenservice op telefoonnummer 00800 48 37 43 39 om te zien of het product beschikbaar is. Softesse® is een handelsmerk van Jacob Holm & Sons AG en Tyvek® is een handelsmerk van DuPont Safety & Construction, Inc. Alle productnamen zijn handelsmerken van Omnia Srl, een Cantel Medical bedrijf, zijn dochtermaatschappijen of gelieerde bedrijven, tenzij anders vermeld.

©2021 Omnia Srl. Alle rechten voorbehouden.

Rev B – 02/2021.