

OMNIA ACCESSOIRES SALLE D'OPÉRATION





FAITES LE BON CHOIX

Des accessoires tels que le chariot porte-instruments, le support pour systèmes de refroidissement, les tables chirurgicales et les LC Implant Suites, améliorent l'efficacité Chairside grâce à des procédures standardisées et vous font gagner du temps tout en augmentant la productivité pour une Chairside Management complète.

TABLE CHIRURGICALE AU-DESSUS DU PATIENT

La table pont chirurgicale Omnia est en acier inoxydable 18/10, réglable en hauteur, et se caractérise par une surface de support large et solide, qui permet au chirurgien dentaire de garder à portée de main tout le matériel nécessaire pour travailler correctement à portée de main, sans avoir besoin de supports supplémentaires. En outre, le chirurgien dentaire peut déplacer la surface de travail au-dessus de la poitrine du patient, de manière à éviter tout risque de chute accidentelle des instruments sur le sol. La table pont chirurgicale est dotée d'une finition électropolie par immersion afin d'assurer une plus faible adhérence bactérienne. Deux des 4 roues sont équipées de freins.



Code pièce	Description	Qté
30.E0023.00	Table pont chirurgicale à réglage en hauteur manuel de 98 à 150 cm (plateau : 60 x 90 cm) - 15 kg	1 pièce

TABLE ACCESSOIRE

Le barre de support amovible peut être montée à la fois sur les tables Mayo et sur les tables ponts et permet de positionner le Hand Fuser au-dessus des tables.



Code pièce	30.E0017.00
Description	Barre de support amovible pour Hand Fuser
Qté	1 pièce

CHARIOT PORTE-INSTRUMENTS

Pour compléter l'équipement de toute salle de chirurgie, les tables Omnia sont entièrement conçues en acier inoxydable, avec un socle à 4 pieds en aluminium moulé sous pression doté de roulettes. Les pieds du socle sont équipés de poids cachés en alliage lourd pour une meilleure stabilité. Le plateau est grand afin de recevoir un grand nombre d'instruments chirurgicaux. Les tables sont électropolies par immersion afin d'assurer une plus faible adhérence bactérienne.

Code pièce	Description	Qté
30.E0026.00	Chariot à instruments avec plan de travail à bords, pieds lestés anti-renversement et rotation à 180°, hauteur réglable de 74 à 117 cm (taille du plateau : 73 x 47 x 2,5 cm) - Poids 18,70 kg. Barre de support non incluse.	1 pièce



CHARIOT PORTE-INSTRUMENT OLÉO-DYNAMIQUE

La table oléodynamique Mayo, entièrement composée d'acier inoxydable, avec un socle à 4 pieds en aluminium moulé sous pression doté de roulettes, complète l'équipement de toute salle de chirurgie dentaire. Les pieds du socle sont équipés de poids cachés en alliage lourd pour une meilleure stabilité. La colonne oléodynamique et la pédale permettent un réglage rapide de la hauteur de la surface de travail. Le plateau, d'une dimension de 73 x 47 cm, permet d'accueillir un grand nombre d'instruments chirurgicaux. La table est dotée d'une finition électropolie par immersion afin d'assurer une plus faible adhérence bactérienne.

Code pièce	Description	Qté
30.E0022.00	Chariot porte-instruments oléodynamique équipé d'un seul plateau à bords relevés. Il est réglable manuellement en hauteur de 86 à 120 cm (plateau : 73 x 47 x 2,5 cm) - 31,5 kg	1 pièce
30.E0018.00	Articulation pour rotation à 360° pour chariot porte-instruments avec pompe oléodynamique (élément en option)	1 pièce
30.E0017.00	Barre de support amovible pour Hand Fuser, pour positionner le Hand Fuser au-dessus des tables Mayo et des tables ponts	1 pièce



DÉTAIL ARTICULATION

SUPPORT POUR SYSTÈMES DE REFROIDISSEMENT

Le support avec socle à roues est en acier inoxydable. Il permet de positionner et de prendre en charge le système d'aspiration OMNI-VAC, et les roues permettent de le déplacer facilement autour de la salle chirurgicale. Le plateau peut servir d'étagère pour recevoir le Physiodispenser.



SUPPORT POUR PHYSIO-DISPENSER



PLATEAU DE SUPPORT POUR HAND FUSER

Code pièce	Description	Qté
30.E0014.00	Support pour liquide de refroidissement avec plateau pour Physiodispenser, capacité 10 kg (dimensions du plateau : 32 x 30 cm) Pied en plastique à 5 rayons	1 pièce
30.E0027.00	Support amovible pour réservoir pour poche de collecte des déchets liquides pouvant être ajouté à l'article 30.E0014	1 pièce


30.E0014.00



LC IMPLANT SUITE

Le chariot chirurgical multifonctionnel est développé pour améliorer l'organisation du cabinet dentaire, il permet de garder l'équipement électronique correctement stocké, d'éviter l'enchevêtrement des câbles et câblages, d'améliorer le niveau d'hygiène dans le cabinet, d'économiser du temps et de l'argent dans l'organisation du travail.

LC Implant suite est un instrument indispensable à tous pour ceux qui pratiquent des chirurgies buccales/implants à l'aide des instruments Physiodispenser ou Piezosurgery et pour ceux qui pratiquent des traitements endodontiques et parodontiques.



Code pièce	Description	Dimensions	Couleur	Qté
30.E0050.00	LC Implant Suite - 3 étagères amovibles	50 x 54 x 94 cm	○ blanc	1 pièce
30.E0068.00	LC Implant Suite - 3 étagères amovibles	50 x 54 x 94 cm	● orange	1 pièce
30.E0070.00	LC Implant Suite - 3 étagères amovibles	50 x 54 x 94 cm	● bleu	1 pièce
30.E0060.00	LC Implant Suite - 2 étagères amovibles + 1 tiroir	50 x 54 x 94 cm	○ blanc	1 pièce
30.E0072.00	LC Implant Suite - 2 étagères amovibles + 1 tiroir	50 x 54 x 94 cm	● orange	1 pièce
30.E0071.00	LC Implant Suite - 2 étagères amovibles + 1 tiroir	50 x 54 x 94 cm	● bleu	1 pièce



Chaque chariot LC Implant Suite est équipé gratuitement d'1 ensemble de rallonges tubulaires pour systèmes d'irrigation mécanique (réf. **32.F0100.00** - 10 pièces). L'utilisation de la rallonge est nécessaire pour une utilisation correcte du set de tuyaux.

Pour plus d'informations sur les produits Omnia ou pour passer commande, appelez le +39 05 24 52 74 53 ou visitez [omniaspa.eu](https://www.omniaspa.eu)

Certains des produits inclus dans ce catalogue peuvent ne pas être disponibles dans certains pays. Nous vous invitons donc à vérifier la disponibilité du produit auprès de votre revendeur agréé local ou à contacter notre service client au numéro de téléphone gratuit 00800 48 37 43 39. Tous les noms de produits sont des marques commerciales d'Omnia Srl, une société de Cantel Medical Company, de ses filiales ou de sociétés liées, sauf indication contraire.

©2021 Omnia Srl. Tous droits réservés. 90.L9006.00/0421