

FORNITURE OPERATORIE MONOUSO




Utilizzati tutti i giorni, i prodotti monouso aiutano a prevenire la contaminazione incrociata e ad aumentare l'efficienza.

SALVIETTE, BAVAGLI E LINERS PER PAZIENTI CROSSTEX

Da oltre 60 anni, siamo sinonimo di qualità nel settore delle salviette, dei bavagli e dei liner per pazienti. Il nostro esclusivo processo produttivo:

- Offre la spesso imitata ma mai riprodotta goffratura Crosstex, che consente all'umidità di scorrere sulla salvietta orizzontalmente, proteggendo gli indumenti del paziente.
- Offre il nostro esclusivo bordo rinforzato con design goffrato, per opporre maggiori resistenza e durabilità all'apposizione delle clip.
- Fissa saldamente gli uni agli altri gli strati di tessuto (e poli, ove applicabile), eliminando il rischio di sfaldamento.
- Genera la resistenza della salvietta in senso orizzontale, attraverso l'unione tra delle nostre attrezzature specializzate e l'intreccio del tessuto. Ciò impedisce che la salvietta si strappi all'apposizione delle clip.



SALVIETTA PAZIENTE SANI-TAB™ SENZA CATENELLA

Non lasciare che l'infezione si propaghi per colpa di una pericolosa clip!

È stato dimostrato che le clip e le catenelle dei bavagli dentali raccolgono microrganismi dannosi dalla pelle, dalla saliva e dalla placca, rappresentando una potenziale fonte di contaminazione crociata in sede di intervento. Riduci il rischio con le salviette paziente Sani-Tab™ senza catenella: le uniche salviette paziente senza catenella, dotate di targhette adesive brevettate che eliminano l'esigenza di fissare il bavaglio tramite catena e clip. Sani-Tab ottimizza il controllo delle infezioni e il comfort del paziente, facendo risparmiare tempo e denaro.

- Facili da usare: è sufficiente posizionare il bavaglio sul paziente ed esercitare una pressione sulle targhette.
- Il bavaglio si fissa in posizione, ottimizzando la copertura del paziente, al contrario delle clip e di altri fermagli monouso per dispositivi del genere.
- Può essere posizionato in prossimità del collo del paziente, per proteggerne gli indumenti.



TOWEL DISPENSER

- Realizzato in acrilico lucido.
- Si può posizionare su un ripiano o si monta facilmente a parete con il kit di montaggio in dotazione.
- Può contenere fino a 50 salviette piegate di una dimensione fino a 48,3 cm x 33,0 cm
- L'apertura frontale facilita la presa delle salviette.



TOWEL DISPENSER

COD.	DETTAGLI	Q.TÀ
PTC	5 in x 6 in x 7 in (12.7 cm x 15.2 cm x 17.7 cm)	1/cad.

SALVIETTE, BAVAGLI E LINERS PER PAZIENTI CROSSTEX

Tessuto a 3 strati con 1 strato di poli

DESCRIZIONE	Q.TÀ	TAGLIA	PIEGA	PATTERN GOFFRATO	COD., COLORE		
Salviette Polyback™	500/ Scatola	19 in x 13 in (48.3 cm x 33.0 cm)	Crosstex	Orizzontale	WPXAQ , Acqua marina WPXBG , Beige WPXBL , Blu WPXDR , Rosa antico	WPXGR , Verde WPXLV , Lavanda WPXPE , Pesca WPXSI , Grigio argento	WPXWH , Bianco WPXYE , Giallo WPXFP , Piedini felici WPXTB , Teddy Bear
Salviette Poly-Gard™	500/ Scatola	19 in x 16 in (48.3 cm x 40.6 cm)	Crosstex	Orizzontale	WGXBL , Blu WXWH , Bianco		
Salviette Poly-Gard™ Deluxe	300/ Scatola	18 in x 30 in (45.7 cm x 76.2 cm)	Vantage	Sassolini	W3D193OBL , Blu W3D193OWH , Bianco		
Salviette torace Polyback™ Contour	400/ Scatola	18 in x 22 in (45.7 cm x 55.9 cm)	Vantage	Sassolini	WERUECBL , Blu WERUECDR , Rosa antico	WERUECGR , Verde WERUEC , Bianco	
Salvietta paziente Sani-Tab™ senza catenella	400/ Scatola	19 in x 13 in (48.3 cm x 33.0 cm)	Crosstex	Orizzontale	WPXBLT , Blu WPXDRT , Rosa antico WPXWHT , Bianco		

Tessuto a 2 strati con 1 strato di poli

DESCRIZIONE	Q.TÀ	TAGLIA	PIEGA	PATTERN GOFFRATO	COD., COLORE		
Salviette Econoback™	500/ Scatola	19 in x 13 in (48.3 cm x 33.0 cm)	Crosstex	Orizzontale	WEXAQ , Acqua marina WEXBG , Beige WEXBL , Blu WEXDR , Rosa antico WEXGR , Verde	WEXLV , Lavanda WEXPE , Pesca WEXSI , Grigio argento WEXWH , Bianco WEXYE , Giallo	WEXFP , Piedini felici WEXTB , Teddy Bear
Salviette Ultra-Gard™	500/ Scatola	19 in x 16 in (48.3 cm x 40.6 cm)	Crosstex	Orizzontale	WUXBL , Blu WUXYE , Giallo	WUXWH , Bianco	
Salvietta paziente Sani-Tab™ senza catenella	400/ Scatola	19 in x 13 in (48.3 cm x 33.0 cm)	Crosstex	Orizzontale	WEXBLT , Blu WEXWHT , Bianco	WEXDRT , Rosa antico	WEXLVT , Lavanda

Tessuto extra pesante con 1 strato di poli

DESCRIZIONE	Q.TÀ	TAGLIA	PIEGA	PATTERN GOFFRATO	COD., COLORE		
Salviette monouso di carta Proback™	500/ Scatola	19 in x 13 in (48.3 cm x 33.0 cm)	Crosstex	Orizzontale	WEPBAQ , Acqua marina WEPBBL , Blu WEPBDR , Rosa antico WEPBGR , Verde	WEPBLV , Lavanda WEPBPE , Pesca WEPBSI , Grigio argento WEPBWH , Bianco	WEPBYE , Giallo WEPBTB , Teddy Bear

Tessuto a 3 strati

DESCRIZIONE	Q.TÀ	TAGLIA	PIEGA	PATTERN GOFFRATO	COD., COLORE		
Salviette Professional™ Regular	500/ Scatola	19 in x 13 in (48.3 cm x 33.0 cm)	Crosstex	Orizzontale	WTXAQ , Acqua marina WTXBG , Beige WTXBL , Blu	WTXDR , Rosa antico WTXGR , Verde WTXWH , Bianco	WTXYE , Giallo WTXTB , Piedini felici WTXSI , Grigio argento

ESPULSORI DELLA SALIVA CROSSTEX

ESPULSORI DELLA SALIVA COMFORT PLUS™

- L'espulsore di saliva più delicato... aspira il liquido, non la mucosa!
- Il design brevettato del puntale favorisce il comfort del paziente, evitando di afferrare i tessuti delle mucose.
- Agevola la rimozione continua di liquido e piccoli detriti.
- Ottimizza l'eliminazione dei liquidi, grazie al puntale brevettato che impedisce il blocco dell'aspirazione da parte dei tessuti.
- Una volta sagomato, mantiene la forma grazie a un procedimento di fabbricazione brevettato.
- Disponibile in diverse combinazioni cromatiche, con o senza profumazione.



ESPULSORI DELLA SALIVA COMFORT PLUS™ PREMIUM

COD.	DETTAGLI	Q.TÀ
ZWWCP	Bianco/Bianco	100/Busta
ZCWCP	Trasparente/Bianco	100/Busta
ZWPCPBG	Bianco/Rosa Profumazione Gomma da masticare	100/Busta
ZWGCPM	Bianco/Verde Profumazione menta	100/Busta

ESPULSORI DELLA SALIVA HYGOFORMIC™

- L'unione tra espulsore di saliva e retrattore lingua.
- L'esclusivo design a spirale consente la regolazione per il massimo comfort del paziente.
- I bordi lisci eliminano il rischio di irritazioni, ideale per pazienti dalla pelle sensibile.
- Eco-compatibile, biodegradabile.



Fabbricato fuori dagli USA.

ESPULSORI DELLA SALIVA HYGOFORMIC™

COD.	DETTAGLI	Q.TÀ
ZFF	Bianco	100/Busta
ZFFAD	Adattatori	10/Busta

ESPULSORI DELLA SALIVA PREMIUM™ ED ESPULSORI DELLA SALIVA ADVANTAGE™

- Una volta sagomato, mantiene la forma grazie a un procedimento di fabbricazione brevettato.
- I puntali morbidi e non rimovibili sono fissati alla cannula per garantire la massima sicurezza al paziente.
- Produce un'aspirazione ottimale.
- La finitura opaca elimina i riflessi.
- Disponibile in diverse combinazioni cromatiche.
- Gli espulsori di saliva Advantage™ hanno un processo di fabbricazione identico ai Premium™ ma hanno una finitura lucida.



ESPULSORI DELLA SALIVA PREMIUM™

COD.	DETTAGLI	Q.TÀ
ZCB	Satinato/Blu	100/Busta
ZCW	Satinato/Blu	100/Busta
ZWW	Bianco/Bianco	100/Busta
ZPP	Rosa/Rosa	100/Busta
ZCMC	Multi Color	100/Busta

ESPULSORI DELLA SALIVA ADVANTAGE™

COD.	DETTAGLI	Q.TÀ
ZBBI	Blu/Blu	100/Busta
ZCBI	Trasparente/Blu	100/Busta
ZCCI	Trasparente/Trasparente	100/Busta
ZWWI	Bianco/Bianco	100/Busta

PUNTALI PER EVACUATORE CROSSTEX

EVACUATORI HVE COMBO-TIP™

- Fabbricati in polietilene ad alta densità.
- 2 puntali in uno: un'estremità ventilata, l'altra estremità non ventilata.
- L'esclusivo design a "S" del puntale elimina i bordi affilati, aumentando la sicurezza e il comfort del paziente.
- La struttura rigida e stabile consente la retrazione della guancia.



EVACUATORI HVE COMBO-TIP™

COD.	DETTAGLI	Q.TÀ
ZET	Combo Tip™, Bianco	100/Busta

EVAQUATORI MAXVAC PLUS CON COLOR™ COMBO TIP™

- Identico al modello Combo-Tip™ nel design, ma non nel colore.
- Disponibile in 5 gradevoli colorazioni.



EVAQUATORI MAXVAC PLUS CON COLOR™ COMBO TIP™

COD.	DETTAGLI	Q.TÀ
ZETMVBL	Blu	100/Busta
ZETMVGR	Verde	100/Busta
ZETMPK	Rosa	100/Busta
ZETMLV	Viola	100/Busta
ZETMVE	Giallo	100/Busta
ZETMVP	Assortito (2 buste/colore per scatola)	10 Buste/ Scatola

PUNTALI PER EVACUATORE NON VENTILATI

- Identico ai modelli di evacuatori Combo-Tip™, eccezion fatta per entrambe le estremità dei puntali non ventilate.



PUNTALI PER EVACUATORE NON VENTILATI

COD.	DETTAGLI	Q.TÀ
ZETNV	Non-ventilato, Bianco	50/Busta

PUNTALI PER EVACUATORE CROSSTEX

PUNTALI PER SIRINGA ARIA ACQUA SPARKLE™

- Non richiede adattatore, la scanalatura di bloccaggio garantisce l'installazione sicura del puntale.
- Il canale d'aria Quad Core™ assicura una perfetta separazione aria/acqua.
- I colori traslucidi consentono di visualizzare il flusso/blocco dell'acqua.
- Il bordo smussato offre al paziente maggiori comfort e sicurezza.
- L'estremità arrotondata antigraffio previene il danneggiamento dell'O-ring.
- Monouso, elimina il rischio di contaminazione crociata e la pulizia della siringa tra un paziente e l'altro.
- Rapido, facile, economico.
- Disponibile in 5 colori traslucidi e in bianco opaco.

Fabbricato fuori dagli USA.



PUNTALI PER SIRINGA ARIA ACQUA SPARKLE™

COD.	DETTAGLI	Q.TÀ
BCSAWSCL	Trasparente	250/Busta
BCSAWSWH	Verde	250/Busta
BCSAWS	Assortiti (Blu, Viola, Giallo, Ambra)	250/Busta
BCSAWSB	Assortiti (Blu, Viola, Giallo, Ambra)	1500/Busta

PUNTALI PER ASPIRATORE CHIRURGICO

- Fabbricati in resistente polietilene di alta qualità, con un angolo di 30°
- Il design dei puntali è adatto alle linee di evacuazione di grande volume
- La struttura resistente rende il puntale adatto alla retrazione della guancia, poiché non si piega
- Disponibile in 3 ampiezze

Fabbricato fuori dagli USA.



PUNTALI PER ASPIRATORE CHIRURGICO

COD.	DETTAGLI	Q.TÀ
ZSABL	Punta piccola, Blu 0.0625 in (0.16 cm)	25/Busta
ZSAWH	Punta Standard, Bianco 0.125 in (0.32 cm)	25/Busta
ZSAGR	Punta Larga, Verde 0.25 in (0.64 cm)	25/Busta

DISPOSITIVI IN COTONE E TESSUTO NON TESSUTO CROSSTEX

RULLI SALIVARI DI COTONE

- Fabbricati in cotone al 100%.
- Non contengono fibre di cellulosa o rayon.
- Morbidi, flessibili, anti-sfilacciamento.
- Non aderiscono alle mucose.
- Mantengono la forma anche da bagnati.
- Assorbono fino a 9 volte il loro peso.
- Disponibili in Premium and Advantage Plus.
- Non sterili.

Fabbricato fuori dagli USA



RULLI SALIVARI DI COTONE PREMIUM™

COD.	DETTAGLI	Q.TÀ
DNC	#2 Medio 1.5 in x 0.375 in (3.8 cm x 1 cm)	2,000/ Conf.

RULLI SALIVARI DI COTONE ADVANTAGE PLUS™

COD.	DETTAGLI	Q.TÀ
DNAC	#2 Medio 1.5 in x 0.375 in (3.8 cm x 1 cm)	2,000/ Conf.

RULLI SALIVARI DI COTONE INTRECCIATI, NON STERILI

- Fabbricati in cotone a fibra corta al 100%, non sterile.
- Le fibre sono tenute insieme da fili sottili di poliestere.
- Non contengono amido, per la massima morbidezza.
- Strettamente intrecciati per mantenere la forma anche da bagnati.
- Altamente assorbenti.
- Non aderiscono alle mucose.

Fabbricato fuori dagli USA.



RULLI SALIVARI DI COTONE INTRECCIATI, NON STERILI

COD.	DETTAGLI	Q.TÀ
DNCB	1.5 in x 0.375 in (3.8 cm x 1 cm)	2,000/ Conf.

DISPENSER DELUXE PER RULLI SALIVARI DI COTONE

- Coperchio flip-up per agevolare il caricamento.
- Può contenere fino a 50 rulli salivari di cotone.
- Il cassetto scorrevole può erogare fino a 4 rulli.
- Base anti-scivolo per una facile erogazione.



DISPENSER DELUXE PER RULLI SALIVARI DI COTONE

COD.	DETTAGLI	Q.TÀ
PDCBL	Blu, 4 in x 3.3 in x 2 in (10.2 cm x 8.4 cm x 5.1 cm)	1 Cad.
PDCWH	Bianco, 4 in x 3.3 in x 2 in (10.2 cm x 8.4 cm x 5.1 cm)	1 Cad.

DISPOSITIVI IN COTONE E TESSUTO NON TESSUTO CROSSTEX

APPLICATORI CON PUNTA IN COTONE

- Punta in cotone al 100%.
- Supporti in legno.
- La struttura estremamente compatta riduce al minimo lo sfilacciamento.
- Gli applicatori sono sigillati in sacchetti autoclavabili da 100.
- Disponibili: applicatori con punta in cotone Premium™ (produzione interna) e applicatori con punta in cotone Advantage Plus™ (importati).



APPLICATORI PREMIUM™ CON PUNTA IN COTONE

COD.	DETTAGLI	Q.TÀ
H3C	3 in (7.6 cm)	1,000/Busta
H6C	6 in (15.2 cm)	1,000/Busta

APPLICATORI ADVANTAGE PLUS™ CON PUNTA IN COTONE

COD.	DETTAGLI	Q.TÀ
H3AC	3 in (7.6 cm)	1,000/Busta
H6AC	6 in (15.2 cm)	1,000/Busta

Fabbricato fuori dagli USA.

COMPRESSE IN SOLA GARZA PREMIUM™

- Fabbricate in garza USP al 100%.
- Disponibili in 8, 12 o 16 strati.
- Altamente assorbenti.
- Non sterili.

Fabbricato fuori dagli USA.



COMPRESSE IN SOLA GARZA PREMIUM™, NON STERILI

COD.	DETTAGLI	Q.TÀ
ENC212	12-Ply 2 in x 2 in (5.1 cm x 5.1 cm)	8,000/Scatola (200/Manicotto)
ENC2	8-Ply 2 in x 2 in (5.1 cm x 5.1 cm)	5,000/Scatola (200/Manicotto)
ENC312	12-Ply 3 in x 3 in (7.6 cm x 7.6 cm)	4,000/Scatola (200/Manicotto)
ENC38	8-Ply 3 in x 3 in (7.6 cm x 7.6 cm)	4,000/Scatola (200/Manicotto)
ENC416	16-Ply 4 in x 4 in (10.2 cm x 10.2 cm)	2,000/Scatola (200/Manicotto)
ENC412	12-Ply 4 in x 4 in (10.2 x 10.2 cm)	2,000/Scatola (200/Manicotto)
ENC48	8-Ply 4 in x 4 in (10.2 x 10.2 cm)	4,000/Scatola (200/Manicotto)

COMPRESSE IN TESSUTO NON TESSUTO ULTRA-GAUZE™

- 4 strati, non sterili.
- Peso: 40 g (peso per m2 di tessuto in rayon/ poli).
- Più assorbenti delle tradizionali compresse, l'esclusivo materiale in tessuto non tessuto, composto da poliestere 70/30 riproduce l'aspetto della garza tessuta.
- Ideali da utilizzare nei siti di incisione/ estrazione, grazie alla facilità di rimozione che aumenta il comfort del paziente.
- Ultra morbide, lisce, resistenti, pressoché prive di pelucchi.
- Ideale per l'uso continuato sul paziente e per la pulizia generale.



COMPRESSE IN TESSUTO NON TESSUTO ULTRA-GAUZE™

COD.	DETTAGLI	Q.TÀ
ENCNWU	2 in x 2 in (5.1 cm x 5.1 cm)	5,000/Scatola (200/Manicotto)
ENCNWUB	2 in x 2 in (5.1 cm x 5.1 cm)	8,000/Scatola (200/Manicotto)
ENC3NWU	3 in x 3 in (7.6 cm x 7.6 cm)	4,000/Scatola (200/Manicotto)
ENC4NWU	4 in x 4 in (10.2 cm x 10.2 cm)	2,000/Scatola (200/Manicotto)

DISPOSITIVI IN COTONE E TESSUTO NON TESSUTO CROSSTEX

COMPRESSE DI GARZA CON RIEMPIMENTO IN COTONE

- Fabbricate in garza di cotone USP.
- Puro cotone grezzo bianco, con riempimento in fibra di cotone al 100%.
- Altamente assorbenti.
- Disponibili in versione sterile e non sterile.

Fabbricato fuori dagli USA.



COMPRESSE PREMIUM™ CON RIEMPIMENTO IN COTONE, PER ESTRAZIONE DENTARIA, NON STERILI

COD.	DETTAGLI	Q.TÀ
ENCC	2 in x 2 in (5.1 cm x 5.1 cm) peso 125 g	20,000/Scatola (200/Manicotto)
ENCC3	3 in x 3 in (7.6 cm x 7.6 cm) peso 125 g	4,000/Scatola (200/Manicotto)
ENCC4	4 in x 4 in (10.2 cm x 10.2 cm) peso 125 g	2,000/Scatola (200/Manicotto)

COMPRESSE PREMIUM™ CON RIEMPIMENTO IN COTONE, PER ESTRAZIONE DENTARIA, STERILI

COD.	DETTAGLI	Q.TÀ
ESCC	2 in x 2 in (5.1 cm x 5.1 cm) peso 125 g	20,000/Scatola (200/Manicotto)

COMPRESSE ADVANTAGE PLUS™ CON RIEMPIMENTO IN COTONE, PER ESTRAZIONE DENTARIA, NON STERILI

COD.	DETTAGLI	Q.TÀ
ENACC	2 in x 2 in (5.1 cm x 5.1 cm) peso 90 g	20,000/Scatola (200/Manicotto)

COMPRESSE IN TESSUTO NON TESSUTO

- 4 strati, non sterili.
- Esclusiva miscela rayon/poliestere.
- Offre la massima assorbenza.
- Meno aderenza alla ferita, per una guarigione più rapida.
- Morbide, lisce, resistenti, pressochè prive di pelucchi.
- Ideali per l'uso continuato sul paziente e per la pulizia generale.
- Disponibili: Tessuti non tessuti Premium™
Tessuti non tessuti Advantage Plus™ e
Tessuti non tessuti Advantage™, in diversi pesi (grammi) e dimensioni.



TESSUTI NON TESSUTI PREMIUM™, NON STERILI

COD.	DETTAGLI	Q.TÀ
ENCNW4K	2 in x 2 in (5.1 cm x 5.1 cm) peso 50 g	4,000/Scatola (200/Manicotto)
ENCNW	2 in x 2 in (5.1 cm x 5.1 cm) peso 50 g	20,000/Scatola (200/Manicotto)
ENC3NW	3 in x 3 in (7.6 cm x 7.6 cm) peso 40 g	20,000/Scatola (200/Manicotto)
ENC4NW	4 in x 4 in (10.2 cm x 10.2 cm) peso 40 g	20,000/Scatola (200/Manicotto)

TESSUTI NON TESSUTI ADVANTAGE PLUS™, NON STERILI

COD.	DETTAGLI	Q.TÀ
ENCNWL	2 in x 2 in (5.1 cm x 5.1 cm) peso 35 g	20,000/Scatola (200/Manicotto)

TESSUTI NON TESSUTI ADVANTAGE™, NON STERILI

COD.	DETTAGLI	Q.TÀ
ENCNWLA	2 in x 2 in (5.1 cm x 5.1 cm) peso 30 g	5,000/Scatola (200/Manicotto)
ENC3NWLA	3 in x 3 in (7.6 cm x 7.6 cm) 30 g weight	4,000/Scatola (200/Manicotto)
ENC4NWLA	4 in x 4 in (10.2 cm x 10.2 cm) peso 30 gram	2,000/Scatola (200/Manicotto)

DISPOSITIVI IN COTONE E TESSUTO NON TESSUTO CROSSTEX

COMPRESSE DI TESSUTO NON TESSUTO ULTRA-PURE™

- 4 strati, non sterili.
- Biodegradabili, un ottimo modo di ridurre l'impronta di carbonio!
- Fabbricate con cotone prodotto in USA al 100%, offrono maggiore comfort e più rapida assorbenza, se paragonate ai misti rayon/poliestere e cotone.
- Ipoallergeniche.
- L'esclusivo procedimento di fabbricazione automatizzato riduce i rischi di contaminazione crociata.
- Ideali da utilizzare nei siti di incisione/estrazione, grazie alla facilità di rimozione che aumenta il comfort del paziente.
- Senza pelucchi, ultra morbide, lisce, resistenti; non aderiscono agli strumenti.

Fabbricato fuori dagli USA.



COMPRESSE DI TESSUTO NON TESSUTO ULTRA-PURE™

COD.	DETTAGLI	Q.TÀ
ENC100	2 in x 2 in (5.1 cm x 5.1 cm) peso 45 g	5.000/Scatola (200/Manicotto)
ENC4100	4 in x 4 in (10.2 cm x 10.2 cm) peso 40 g	2.000/scatola (200/Manicotto)


Tabella Compresse in cotone e tessuto non tessuto

PRODOTTO	COD.	MODELLO	STRATI	STERILITÀ	TAGLIA	PESO	Q.TÀ
Compresse di garza Premium™	ENC212	100% Garza	12-Strati	Non Sterili	2 in x 2 in (5.1 cm x 5.1 cm)	-	8,000/Scatola
	EN212	100% Garza	8-Strati	Non Sterili	2 in x 2 in (5.1 cm x 5.1 cm)	-	5,000/Scatola
	ENC312	100% Garza	12-Strati	Non Sterili	3 in x 3 in (7.6 cm x 7.6 cm)	-	4,000/Scatola
	ENC38	100% Garza	8-Strati	Non Sterili	3 in x 3 in (7.6 cm x 7.6 cm)	-	4,000/Scatola
	ENC416	100% Garza	16-Strati	Non Sterili	4 in x 4 in (10.2 cm x 10.2 cm)	-	2,000/Scatola
	ENC412	100% Garza	12-Strati	Non Sterili	4 in x 4 in (10.2 cm x 10.2 cm)	-	2,000/Scatola
	ENC48	100% Garza	8-Strati	Non Sterili	4 in x 4 in (10.2 cm x 10.2 cm)	-	4,000/Scatola
Compresse Premium™, non sterili	ENCC	Riempimento in cotone	-	Non Sterili	2 in x 2 in (5.1 cm x 5.1 cm)	125 g	5,000/Scatola
	ENCC3	Riempimento in cotone	-	Non Sterili	3 in x 3 in (7.6 cm x 7.6 cm)	125 g	4,000/Scatola
	ENCC4	Riempimento in cotone	-	Non Sterili	4 in x 4 in (10.2 cm x 10.2 cm)	125 g	2,000/Scatola
Compresse sterili Premium™	ESCC	Riempimento in cotone	-	Sterili	2 in x 2 in (5.1 cm x 5.1 cm)	125 g	5,000/Scatola
Compresse Advantage Plus™	ENACC	Riempimento in cotone	-	Non Sterili	2 in x 2 in (5.1 cm x 5.1 cm)	90 g	5,000/Scatola
Compresse Premium™	ENCNW	Tessuto non tessuto	4-Strati	Non Sterili	2 in x 2 in (5.1 cm x 5.1 cm)	50 g	5,000/Scatola
	ENC3NW	Tessuto non tessuto	4-Strati	Non Sterili	3 in x 3 in (7.6 cm x 7.6 cm)	40 g	4,000/Scatola
	ENCNW4K	Tessuto non tessuto	4-Strati	Non Sterili	2 in x 2 in (5.1 cm x 5.1 cm)	50 g	4,000/Scatola
	ENC4NW	Tessuto non tessuto	4-Strati	Non Sterili	4 in x 4 in (10.2 cm x 10.2 cm)	40 g	2,000/Scatola
Compresse Advantage Plus™	ENCNWL	Tessuto non tessuto	4-Strati	Non Sterili	2 in x 2 in (5.1 cm x 5.1 cm)	35 g	5,000/Scatola
Compresse Advantage™	ENCNWLA	Tessuto non tessuto	4-Strati	Non Sterili	2 in x 2 in (5.1 cm x 5.1 cm)	30 g	5,000/Scatola
	ENC3NWLA	Tessuto non tessuto	4-Strati	Non Sterili	3 in x 3 in (7.6 cm x 7.6 cm)	30 g	4,000/Scatola
	ENC4NWLA	Tessuto non tessuto	4-Strati	Non Sterili	4 in x 4 in (10.2 cm x 10.2 cm)	30 g	2,000/Scatola
Compresse Ultra-Gauze™	ENCNWU	Tessuto non tessuto	4-Strati	Non Sterili	2 in x 2 in (5.1 cm x 5.1 cm)	40 g	5,000/Scatola
	ENCNWUB	Tessuto non tessuto	4-Strati	Non Sterili	2 in x 2 in (5.1 cm x 5.1 cm)	40 g	8,000/Scatola
	ENC3NWU	Tessuto non tessuto	4-Strati	Non Sterili	3 in x 3 in (7.6 cm x 7.6 cm)	40 g	4,000/Scatola
	ENC4NWU	Tessuto non tessuto	4-Strati	Non Sterili	4 in x 4 in (10.2 cm x 10.2 cm)	40 g	2,000/Scatola
Compresse Ultra-Pure™	ENC100	Tessuto non tessuto	4-Strati	Non Sterili	2 in x 2 in (5.1 cm x 5.1 cm)	45 g	5,000/Scatola
	ENC4100	Tessuto non tessuto	4-Strati	Non Sterili	4 in x 4 in (10.2 cm x 10.2 cm)	40 g	2,000/Scatola

PROTEZIONE DEL CAMPO OPERATORIO CROSSTEX

COPERTURE PER VASSOIO DI SUPPORTO

- Fabbricate da un unico foglio di carta ad alta grammatura.
- Impedisce il flusso dell'umidità, riducendone al minimo la filtrazione.
- Disponibili in diverse dimensioni e colori.



COPERTURE PER VASSOIO DI SUPPORTO, IMPERMEABILI

- Il rivestimento in polietilene di un lato della tovaglietta impedisce la filtrazione dell'umidità.
- Disponibile in due dimensioni, solo bianco.

PRODOTTO PER USO DUPLICE:

- Lato in poli rivolto verso il basso: offre una buona barriera all'umidità.
- Lato in poli rivolto verso l'alto: offre la superficie ideale per una miscelazione rapida.

Coperture per vassoio di supporto

DESCRIZIONE	Q.TÀ	TAGLIA	COD., COLORE
Coperture Weber/Chayes per vassoio di supporto	1000/Pacco	A 9.5 in x 12.25 in (24.1 cm x 31.1 cm)	FABL , Blu FAWH , Bianco FADR , Rosa antico FAGR , Verde
Coperture Ritter per vassoio di supporto	1000/Pacco	B 8.5 in x 12.25 in (21.6 cm x 31.1 cm)	FBBL , Blu FBWH , Bianco FBDR , Rosa antico FBGR , Verde FBAQ , Acqua marina FBPE , Pesca FBYE , Giallo FBBG , Beige FBSI , Grigio argento FBLV , Lavanda
Coperture Weber Hi-Lo per vassoio di supporto	1000/Pacco	C 11 in x 17.5 in (27.9 cm x 44.5 cm)	FCBL , Blu FCWH , Bianco FCGR , Verde
Coperture SS White #20 per vassoio di supporto	1000/Pacco	D 10.25 in x 15.75 in (26 cm x 40 cm)	FDBL , Blu FDWH , Bianco FDGR , Verde
Coperture Midwest per vassoio di supporto	1000/Pacco	E 9 in x 13.5 in (22.9 cm x 34.3 cm)	FEBL , Blu FEWH , Bianco
Mini Coperture per vassoio di supporto	1000/Pacco	M 5 in x 8 in (12.7 cm x 20.2 cm)	FMINI , Bianco
Coperture per vassoio di supporto standard, rotonde	1000/Pacco	O 13.5 in diameter (34.3 cm diameter)	FOBL , Blu FOWH , Bianco
Coperture Viking per vassoio di supporto	1000/Pacco	V 8.5 in x 11 in (21.6 cm x 27.9 cm)	FVWH , Bianco
Coperture Cox per vassoio di supporto	1000/Pacco	X 11 in x 11 in (27.9 cm x 27.9 cm)	FCOX , Bianco

Coperture per vassoio di supporto, impermeabili


DESCRIZIONE	Q.TÀ	TAGLIA	COD., COLORE
Coperture Ritter per vassoio di supporto, impermeabili	500/Pacco	B 8.5 in x 12.25 in (21.6 cm x 31 cm)	FBC , Bianco
Coperture Adec per vassoio di supporto, impermeabili	500/Pacco	F 8.5 in x 11 in (21.6 cm x 27.9 cm)	FF , Bianco

PROTEZIONE DEL CAMPO OPERATORIO CROSSTEX

COPERTURE PER POGGIATESTA, TESSUTO NON TESSUTO

- Il morbido tessuto non tessuto traspirante offre una protezione affidabile contro la contaminazione crociata.
- Offre al paziente il massimo comfort poiché il tessuto non provoca fruscii.
- Disponibili in 2 dimensioni.

Fabbricato fuori dagli USA.



COPERTURE PER POGGIATESTA STANDARD, TESSUTO NON TESSUTO 25,4 X 25,4 CM (10" X 10")

COD.	DETTAGLI	Q.TÀ
LOCB	Blu	500/Scatola
LOC	Bianco	500/Scatola
LOCL	Lavanda	500/Scatola

COPERTURE PER POGGIATESTA EXTRA LARGE, TESSUTO NON TESSUTO 25,4 X 33 CM (10" X 13")

COD.	DETTAGLI	Q.TÀ
L3CB	Blu	500/Scatola
L3C	Bianco	500/Scatola

COPERTURE PER POGGIATESTA, PLASTICA

- Il morbido polietilene trasparente, dello spessore di 1 mm, forma una barriera impenetrabile tra il paziente e il poggiatesta, per la massima protezione dalla contaminazione crociata.
- Il design con rinforzo Gusset da 0,95 cm (3/8") mantiene la copertura ben distesa sul poggiatesta, per un comfort del paziente ancora maggiore.
- Disponibili in due dimensioni.



COPERTURE PER POGGIATESTA REGULAR, PLASTICA 24,1 X 27,9 CM (9,5" X 11")

COD.	DETTAGLI	Q.TÀ
LOCP	Trasparente	250/Scatola dispenser
LOCPW	Bianco	250/Scatola dispenser

COPERTURE PER POGGIATESTA JUMBO, PLASTICA 24,1 X 35,6 CM (9,5" X 14")

COD.	DETTAGLI	Q.TÀ
L3CP	Trasparente	250/Scatola dispenser
L3CPW	Bianco	250/Scatola dispenser

COPERTURE PER POGGIATESTA, RIVESTITE IN POLIETILENE

- Morbido tessuto adatto alla pelle del viso, unito a polietilene per offrire una buona barriera ai liquidi, per la massima protezione dalla contaminazione crociata.
- Morbide, resistenti e assorbenti.
- Disponibili in diverse dimensioni e colori.



DESCRIZIONE	Q.tà	TAGLIA	COD., COLORE		
Coperture per poggiatesta standard, rivestite in polietilene	500/Scatola	10 in x 10 in (25.4 cm x 25.4 cm)	LOBL , Blu LOWH , Bianco	LODR , Rosa antico LOGR , Verde	LOLV , Lavanda
Coperture per poggiatesta extra large, rivestite in polietilene	500/Scatola	10 in x 13.0 in (25.4 cm x 33 cm)	L3BL , Blu L3WH , Bianco	L3DR , Rosa antico L3GR , Verde	L3LV , Lavanda
Coperture per poggiatesta jumbo, rivestite in polietilene	500/Scatola	13 in x 13 in (33.0 cm x 33.0 cm)	L13BL , Blu L13WH , Bianco		
Coperture per poggiatesta extra jumbo, rivestite in polietilene	500/Scatola	11.5 in x 15 in (29.2 cm x 38.1 cm)	L15WH , Bianco		

PROTEZIONE DEL CAMPO OPERATORIO CROSSTEX

BARRIERA PROTETTIVA CON BORDO FINGER-LIFT

- L'esclusivo bordo finger-lift non adesivo, da 0,476cm (3/16") permette un posizionamento/una rimozione rapidi e semplici.
- L'adesivo a bassa aderenza si attacca facilmente alle superfici, senza lasciare residui.
- Ideale per zone difficili da raggiungere, pulire o disinfettare.
- Disponibile in blu o trasparente.



BARRIERA PROTETTIVA CON BORDO FINGER-LIFT 10,2 X 15,2 CM (4" X 6")

COD.	DETTAGLI	Q.TÀ
BFBL	4 in x 6 in (10.2 cm x 15.2 cm), Blu	1200 Fogli/Rullo
BFCL	4 in x 6 in (10.2 cm x 15.2 cm), Trasparente	1200 Fogli/Rullo

FEDERE

- Morbido tessuto adatto alla pelle del viso, unito a polietilene per offrire una buona barriera ai liquidi, per la massima protezione dalla contaminazione crociata.
- Morbide, resistenti e assorbenti.

Fabbricato fuori dagli USA.



FEDERE

COD.	DETTAGLI	Q.TÀ
PC2130	21 in x 30 in (53.3 cm x 76.2 cm)	100 Pellicole/Scatola

GUAINE PER POLTRONA

- Guaine universali in plastica trasparente, per la poltrona del paziente.
- Il design della mezza guaina copre lo schienale della poltrona e i comandi a lato poltrona.
- Riduce il rischio di contaminazione crociata per aerosol presenti nell'aria e fluidi corporei.
- Rapido, facile, economico.

Fabbricato fuori dagli USA.



GUAINE PER POLTRONA

COD.	DETTAGLI	Q.TÀ
BCCS	Trasparente 27.5 in x 24 in (69.9 cm x 61 cm)	225 Pellicole/Scatola

PROTEZIONE DEL CAMPO OPERATORIO CROSSTEX

GUAINE LEGGERE, MANIGLIA A T

- Guaina brevettata in plastica trasparente per le maniglie a T delle lampade.
- Freccia indicatore bianca per individuare rapidamente la posizione della fustellatura.
- Non si sfilta durante l'uso.
- Rapido, facile, economico.

Fabbricato fuori dagli USA.



GUAINE LEGGERE, MANIGLIA A T

COD.	DETTAGLI	Q.TÀ
BCLST	Trasparente with white arrow 4 in x 5.75 in (10.2 x 14.6 cm)	500/Box

GUAINA PER RADIOGRAFO

- Guaina universale trasparente in plastica, si adatta alla maggior parte delle testate radiografiche.
- Riduce il rischio di contaminazione crociata per aerosol presenti nell'aria e fluidi corporei.
- Non influisce negativamente sulla qualità dell'immagine radiografica.
- Rapido, facile, economico.

Fabbricato fuori dagli USA.



GUAINA PER RADIOGRAFO

COD.	DETTAGLI	Q.TÀ
BCXR	Trasparente 15 in x 26 in (38.1 cm x 66 cm)	250/Conf.

GUAINE PER SIRINGHE

- Guaina in plastica trasparente, facilmente adattabile a siringhe a 3 vie, strumenti ad alta/bassa velocità e/o strumenti per aerosol.
- Riduce il rischio di contaminazione crociata per aerosol presenti nell'aria e fluidi corporei.

Disponibile in tre configurazioni:

- Senza apertura: posizionare semplicemente sulla siringa aria/acqua, o sullo strumento e procedere all'uso.
- Con apertura: comoda apertura predisposta, per inserire lo strumento in modo facile.
- Con apertura e adesivo: comoda apertura predisposta, per inserire lo strumento in modo facile, dotata di striscia adesiva trasparente che aderisce al pezzo, impedendo alla guaina di scivolare e creando una protezione chiusa.



GUAINA PER SIRINGA, SENZA APERTURA

COD.	DETTAGLI	Q.TÀ
BCSS	Trasparente 2.5 in x 10 in (6.4 cm x 25.4 cm)	500/Conf.

GUAINA PER SIRINGA, CON APERTURA

COD.	DETTAGLI	Q.TÀ
BCSSO	Trasparente 2.5 in x 10 in (6.4 cm x 25.4 cm)	500/Conf.
BCSSBO	Blu 2.5 in x 10 in (6.4 cm x 25.4 cm)	500/Conf.

GUAINA PER SIRINGA, CON APERTURA E STRISCIA ADESIVA TRASPARENTE

COD.	DETTAGLI	Q.TÀ
BCSSA	Trasparente 2.5 in x 11.4 in (6.4 cm x 29 cm)	500/Conf.

Fabbricato fuori dagli USA.

PROTEZIONE DEL CAMPO OPERATORIO CROSSTEX

GUAINE PER VASSOIO

- Guaina in plastica trasparente per vassoi paziente.
- Dotata di sporgenza terminale che garantisce una vestibilità sicura, la massima protezione, e che riduce il rischio di contaminazione crociata per aerosol presenti nell'aria e fluidi corporei.
- Rapido, facile, economico.
- Disponibile in 4 comode dimensioni.



GUAINE PER VASSOIO ADEC/RITTER TAGLIA B

COD.	DETTAGLI	Q.TÀ
BCTS1014	Trasparente 10.5 in x 14 in (26.7 cm x 35.6 cm)	500/Conf.

GUAINE PER VASSOIO, VASSOI MINI

COD.	DETTAGLI	Q.TÀ
BCTS710	Trasparente 7.5 in x 10.5 in (19.1 cm x 26.7 cm)	500/Conf.

Fabbricato fuori dagli USA.

GUAINE PER VASSOIO CHAYES/RITTER TAGLIA B

COD.	DETTAGLI	Q.TÀ
BCTS1114	Trasparente 11.625 in x 14.5 in (29.5 cm x 36.8 cm)	500/Conf.

Fabbricato fuori dagli USA.

GUAINE PER VASSOIO MIDWEST/WEBER

COD.	DETTAGLI	Q.TÀ
BCTS1116	Trasparente 11.5 in x 16 in (29.2 cm x 40.6 cm)	500/Conf.

Fabbricato fuori dagli USA.

BUSTE PER IL TRASPORTO IN LABORATORIO

- Conformi alle norme OSHA e alle raccomandazioni NCCLS (National Committee for Clinical Laboratory Standards) per il trasporto dei campioni biologici e/o dei casi odontoiatrici da laboratorio.
- Il comodo sistema a doppio involucro mantiene separati gli elementi radiologici/ di laboratorio dai campioni biologici/casi da laboratorio, come richiesto da OSHA.
- Simbolo di rischio biologico per una facile identificazione e per conformità alle norme OSHA.
- La chiusura con adesivo permanente non entra in contatto con la mano guantata: anti-manomissione.
- Possibile scrivere nello spazio frontale bianco, per registrare le informazioni in modo semplice.
- Rapido, facile, economico.

Fabbricato fuori dagli USA.



BUSTE PER IL TRASPORTO IN LABORATORIO

COD.	DETTAGLI	Q.TÀ
BAGS	6 in x 10 in (15.2 cm x 25.4 cm)	250/Conf.

BICCHIERI CROSSTEX

BICCHIERI DI PLASTICA

- Esclusiva goffratura per maggiore resistenza e facile erogazione.
- Bordo più pronunciato, per una più facile separazione e un maggiore comfort del paziente.
- Pareti più spesse per una maggiore resistenza a sicurezza del paziente.
- Doppio rivestimento per una finitura ad alta lucentezza.
- Disponibili in 9 colori.



BICCHIERI DI PLASTICA 148 ML (5 OZ)

COD.	DETTAGLI	Q.TÀ
CXBG	Beige	1000/Scatola
CXBL	Blu	1000/Scatola
CXDR	Rosa antico	1000/Scatola
CXGR	Verde	1000/Scatola
CXLV	Lavanda	1000/Scatola
CXSI	Grigio argento	1000/Scatola
CXWH	Bianco	1000/Scatola
CXYE	Giallo	1000/Scatola
CXCL	Trasparente/ Traslucido	1000/Scatola

DISPENSER DI BICCHIERI

- Design contemporaneo che si adatta all'arredamento di ogni ambulatorio.
- Eroga cinquanta bicchieri di plastica e carta cerata da 148 ml (5 oz), un bicchiere alla volta.
- Include strisce adesive per un facile montaggio a muro.

Fabbricato fuori dagli USA.



DISPENSER DI BICCHIERI

COD.	DETTAGLI	Q.TÀ
PCC	Base bianca con parte superiore trasparente	1 Cad.

BICCHIERI PER SOMMINISTRAZIONE / MISCELAZIONE

- Graduati in modo chiaro per le seguenti unità di misura dei liquidi: once, bicchierino, cc, ml, cucchiaino da tè, cucchiaino.
- Comode per somministrare farmaci o miscelare.
- Il materiale di polipropilene infrangibile può essere deformato a beccuccio.



BICCHIERI PER SOMMINISTRAZIONE / MISCELAZIONE

COD.	DETTAGLI	Q.TÀ
CX1	1 fl oz (30 ml)	100/Manicotto

GUANTI SURGICAL LINE OMNIA

Guanti sterili anatomici realizzati in lattice con basso tenore di proteine allergizzanti e con contenuta presenza di polvere.

COD.	DETTAGLI	MATERIALE e TAGLIA	PAIA
32.G5000.00	Guanti per chirurgia con polvere - Digitosteril	lattice - tg. 6	50
32.G5001.00	Guanti per chirurgia con polvere - Digitosteril	lattice - tg. 6 ^{1/2}	50
32.G5002.00	Guanti per chirurgia con polvere - Digitosteril	lattice - tg. 7	50
32.G5003.00	Guanti per chirurgia con polvere - Digitosteril	lattice - tg. 7 ^{1/2}	50
32.G5004.00	Guanti per chirurgia con polvere - Digitosteril	lattice - tg. 8	50
32.G5005.00	Guanti per chirurgia con polvere - Digitosteril	lattice - tg. 8 ^{1/2}	50
32.G5020.00	Guanti sterili per chirurgia senza polvere	lattice - tg. 6	50
32.G5021.00	Guanti sterili per chirurgia senza polvere	lattice - tg. 6 ^{1/2}	50
32.G5022.00	Guanti sterili per chirurgia senza polvere	lattice - tg. 7	50
32.G5023.00	Guanti sterili per chirurgia senza polvere	lattice - tg. 7 ^{1/2}	50
32.G5024.00	Guanti sterili per chirurgia senza polvere	lattice - tg. 8	50
32.G5025.00	Guanti sterili per chirurgia senza polvere	lattice - tg. 8 ^{1/2}	50



SALVIETTE OMNIA

Le salviette plastificate sono extra-assorbenti, la cui particolare struttura permette un'alta ritenzione dei liquidi. Sono disponibili nei colori verde, azzurro e blu

COD.	DETTAGLI	COLORE
30.B0026.00	Salviette plastificate Salvet cm 32.5x45 cm	Verde
30.B0027.00	Salviette plastificate Salvet cm 32.5x45 cm	Blu
30.B0022.00	Salviette plastificate Salvet cm 32.5x45 cm	Blu Scuro
30.B0025.00	Salviette plastificate Salvet cm 32.5x45 cm	Arancione
30.B0030.00	Salviette plastificate Salvet cm 32.5x45 cm	Lilla
30.B0023.00	Salviette plastificate Salvet cm 32.5x45 cm	Nero
30.B0050.00	Salviette plastificate Salvet cm 32.5x45 cm	Orsacchiotti
30.B0028.00	Salviette plastificate Salvet cm 32.5x45 cm	Giallo



RULLI SALIVARI OMNISORB OMNIA



La funzione principale dei rulli salivari, in puro cotone 100%, ad alta azione assorbente, è quella di separare le guance dai denti per preparare così un facile accesso al campo operatorio. In nessun caso il rullo deve essere utilizzato per l'assorbimento della saliva. Omnia propone anche un pratico distributore con cassetto per rulli salivari.

COD.	DETTAGLI	Q.TÀ
30.Z1008.00	Rulli salivari in puro cotone Ø 8 mm OmniSorb	300 g
30.Z1009.00	Rulli salivari in puro cotone Ø 10 mm OmniSorb	300 g
30.Z1007.00	Rulli salivari in puro cotone Ø 12 mm OmniSorb	300 g
30.Z1031.00	Distributore per rulli salivari con dispenser automatico	1 pz

For more information on Hu-Friedy products or to place an order, call at 00800 48 37 43 39 or visit [HuFriedy.eu](https://www.HuFriedy.eu)

For more information on Crosstex products, call +39 05 24 52 74 53 or visit [crosstex.com](https://www.crosstex.com)

For more information on Omnia products or to place an order, call +39 05 24 52 74 53 or visit [omniaspa.eu](https://www.omniaspa.eu)

As some of the products included in this catalogue might not be available in some countries, we invite you to verify the availability of the product with your local authorised dealer or to contact our customer care at the free phone number 00800 48 37 43 39. Available while stocks last. All other company and product names are trademarks of Hu-Friedy Mfg. Co. LLC, its affiliates or related companies, unless otherwise noted.

©2021 Hu-Friedy Mfg. Co., LLC All rights reserved. XXXXXXXX/0621