


# OMNIA PAÑOS QUIRÚRGICOS



# OMNIA OFRECE UNA GAMA COMPLETA Y VERSÁTIL DE PAÑOS QUIRÚRGICOS, IDEAL PARA DIFERENTES APLICACIONES Y TRATAMIENTOS DENTALES

Los paños quirúrgicos de Omnia están diseñados para la protección del campo operatorio y del paciente con el fin de satisfacer las diferentes necesidades. Son impermeables, con sistemas de control de fluidos y zonas autoadhesivas para permitir una fijación segura y precisa, así como mejorar la gama de campos estériles.

## PAÑOS PARA SUPERFICIE QUIRÚRGICA


- **TNT absorbente + PE** (polietileno) **impermeable**
- **TNT + PE** (polietileno) **impermeable**

## PAÑOS QUIRÚRGICOS PARA PACIENTES

- **Sontara®**
- **TNT absorbente + PE** (polietileno) **impermeable**
- **TNT + PE** (polietileno) **impermeable**




## OPCIONES DE TEJIDO PARA EL PAÑO QUIRÚRGICO:




### Sontara®

Repelente de fluidos, suave, adaptable y altamente transpirable para una protección y comodidad perfectas.



### TNT absorbente + PE (polietileno) impermeable

**2 capas:** capa absorbente y impermeable, que garantiza una rápida absorción de los fluidos corporales y proporciona una barrera total frente a los líquidos y microorganismos.



### TNT + PE (polietileno) impermeable

Repelente de fluidos para garantizar un gran efecto barrera.

# PAÑOS PARA SUPERFICIE QUIRÚRGICA

## PAÑOS QUIRÚRGICOS ESTÁNDAR

Los paños para superficie quirúrgica se han diseñado para la protección del campo operatorio. Disponible en varios tamaños y materiales para satisfacer sus necesidades específicas.



Sontara®



TNT absorbente + PE (polietileno) impermeable



TNT + PE (polietileno) impermeable

CÓDIGO	DETALLES	MATERIAL	COLOR	CANT.
<b>12.T1750.00</b>	Paño de material repelente de fluidos de 67x75 cm	Sontara®	Celeste	25
<b>12.T1751.00</b>	Paño de material repelente de fluidos de 75x100 cm	Sontara®	Celeste	40
<b>12.T1780.00</b>	Paño de material repelente de fluidos de 100x133 cm	Sontara®	Celeste	25
<b>12.T1781.00</b>	Paño de material repelente de fluidos de 133x200 cm	Sontara®	Celeste	25
<b>12.T1387.00</b>	Paño impermeable/absorbente de 50x50 cm	TNT absorbente + PE impermeable	Celeste	125
<b>12.T1386.00</b>	Paño impermeable/absorbente de 50x75 cm	TNT absorbente + PE impermeable	Celeste	100
<b>12.T1354.00</b>	Paño impermeable/absorbente de 75x90 cm	TNT absorbente + PE impermeable	Celeste	50
<b>12.T1355.00</b>	Paño impermeable/absorbente de 100x150 cm	TNT absorbente + PE impermeable	Celeste	25
<b>12.T1357.00</b>	Paño impermeable/absorbente de 150x200 cm	TNT absorbente + PE impermeable	Celeste	25
<b>12.T4387.00</b>	Paño de 50x50 cm de material repelente de fluidos	TNT + PE impermeable	Celeste	150
<b>12.T4386.00</b>	Paño de 50x75 cm de material repelente de fluidos	TNT + PE impermeable	Celeste	100
<b>12.T4354.00</b>	Paño de 75x90 cm de material repelente de fluidos	TNT + PE impermeable	Celeste	50
<b>12.T4355.00</b>	Paño de 100x150 cm de material repelente de fluidos	TNT + PE impermeable	Celeste	25

## FUNDAS PARA CARRITOS Y MESAS DE MAYO

La funda de la mesa de Mayo está fabricada en PVC y es ideal para cubrir tanto la mesa de Mayo como el estuche. Sin embargo, aunque la cubierta principal es ideal para cubrir mesas de instrumentos, también se puede usar como cubierta de envoltura para kits de procedimientos personalizados. Las fundas están plegadas para que el personal no esterilizado también pueda manipularlas, y poseen una capa intermedia de tela no tejida absorbente.



CÓDIGO	DETALLES	MATERIAL	COLOR	CANT.
<b>12.A1010.00</b>	Funda de mesa de Mayo de 80x120 cm	TNT absorbente + PE impermeable	Azul	25
<b>22.A1028.00</b>	Funda principal impermeable para mesa de instrumentos de 145x160 cm	TNT absorbente + PE impermeable	Azul	30
<b>12.A1006.00</b>	Funda principal impermeable para mesa de instrumentos de 160x190 cm	TNT absorbente + PE impermeable	Azul	25

## PAÑOS QUIRÚRGICOS CON LADO ADHESIVO

La práctica tira autoadhesiva de grado médico de 5 cm de altura, colocada en el lado corto del paño, se usa para fijarlo de forma segura a las superficies de soporte, para evitar movimientos o contaminaciones accidentales. La película de protección de la tira autoadhesiva también se puede quitar solo parcialmente gracias a las áreas precortadas.




CÓDIGO	DETALLES	MATERIAL	COLOR	CANT.
<b>12.T1758.00</b>	Paño repelente de fluidos con lado autoadhesivo de <b>67</b> x75 cm	Sontara®	Celeste	25
<b>12.T1791.00</b>	Paño repelente de fluidos con lado autoadhesivo de <b>133</b> x200 cm	Sontara®	Celeste	25
<b>12.T2368.00</b>	Paño impermeable/absorbente con lado autoadhesivo <b>50</b> x75 cm	TNT absorbente + PE impermeable	Azul	75
<b>12.T1370.00</b>	Paño impermeable/absorbente con lado autoadhesivo <b>75</b> x90 cm	TNT absorbente + PE impermeable	Azul	50
<b>12.T1371.00</b>	Paño impermeable/absorbente con lado autoadhesivo <b>100</b> x150 cm	TNT absorbente + PE impermeable	Azul	25
<b>20.00010.00</b>	Funda de reposacabezas redonda impermeable de 22 cm de diámetro con banda elástica	TNT + PE impermeable	Celeste	200
<b>20.00105.00</b>	Fundas de asiento y respaldo universales	TNT + PE impermeable	Celeste	15

# PAÑOS PARA PACIENTES

## PAÑOS QUIRÚRGICOS CON AGUJERO ADHESIVO

El orificio circular autoadhesivo especial que se corta en el medio del paño crea una eficaz barrera estéril sin requerir la ayuda de otros sistemas. Dichos paños son adecuados para operaciones de implantología y distracción ósea, así como para la extracción de hueso autólogo de áreas donantes extraorales. La película de protección de la tira autoadhesiva está dividida en partes precortadas para facilitar su colocación.




CÓDIGO	DETALLES	MATERIAL	COLOR	CANT.
<b>12.T1754.00</b>	Paño repelente de fluidos fenestrado (orificio de <b>6x9</b> cm) paño de 67x75 cm	Sontara®	Celeste	50
<b>12.T1755.00</b>	Paño repelente de fluidos fenestrado (orificio de <b>6x9</b> cm) paño de 75x100 cm	Sontara®	Celeste	25
<b>12.T1359.00</b>	Paño a prueba de líquido/absorbente fenestrado (orificio <b>6x9</b> cm) paño 50x50 cm	TNT absorbente + PE impermeable	Celeste	100
<b>12.T2360.00</b>	Paño a prueba de líquido/absorbente fenestrado (orificio <b>6x9</b> cm) paño 50x75 cm	TNT absorbente + PE impermeable	Celeste	75
<b>12.T1362.00</b>	Paño a prueba de líquido/absorbente fenestrado (orificio <b>6x9</b> cm) paño 75x90 cm	TNT absorbente + PE impermeable	Celeste	50
<b>12.T4360.00</b>	Paño de 50x75 cm repelente de fluidos con orificio central adhesivo <b>6x9</b> cm	TNT + PE impermeable	Celeste	75
<b>12.T4362.00</b>	Paño de 75x90 cm repelente de fluidos con orificio central adhesivo <b>6x9</b> cm	TNT + PE impermeable	Celeste	50
<b>12.T4332.00</b>	Paño de 100x150 cm repelente de fluidos con orificio adhesivo descentrado <b>6x9</b> cm	TNT + PE impermeable	Celeste	25

## PAÑOS QUIRÚRGICOS CON ORIFICIO ADHESIVO DESCENTRADO

La abertura descentrada autoadhesiva crea una eficaz barrera estéril y permite optimizar las dimensiones del paño.

Dichos paños son adecuados para operaciones de implantología y distracción ósea, así como para la extracción de hueso autólogo de áreas donantes extraorales.

La película de protección de la tira autoadhesiva está dividida en partes precortadas para facilitar su colocación.




CÓDIGO	DETALLES	MATERIAL	COLOR	CANT.
<b>12.T1721.00</b>	Paño repelente de fluidos de 100x150 cm con abertura autoadhesiva descentrada de <b>6x9</b> cm	Sontara®	Celeste	25
<b>12.T1771.00</b>	Paño repelente de fluidos de 133x200 cm con abertura autoadhesiva descentrada de <b>6x9</b> cm y lazo	Sontara®	Celeste	10
<b>12.T5332.00</b>	Paño impermeable/absorbente de 100x150 cm con abertura autoadhesiva descentrada de <b>6x9</b> cm	TNT absorbente + PE impermeable	Celeste	25

## MONOS QUIRÚRGICOS PARA PACIENTES PARA CIRUGÍA ORAL AVANZADA

Paños de grandes dimensiones, cuyas características los hacen adecuados para operaciones quirúrgicas avanzadas: el soporte de línea tipo velcro se usa para fijar los instrumentos quirúrgicos y aspiradores en su posición evitando que se caigan accidentalmente al suelo. Los paños individuales están fabricados en **Sontara®**, para garantizarle la mayor seguridad y comodidad al paciente.



Este mono quirúrgico para pacientes posee una capa de tela no tejida ultra-absorbente en la zona del corte en forma de **U**, para garantizar una rápida y segura absorción de los fluidos durante la cirugía oral u operaciones maxilofaciales. La capa ultra-absorbente se extiende por toda la zona superior del paño, lo que permite colocar de forma segura los instrumentos y equipos en el pecho del paciente.



Este mono quirúrgico para pacientes posee una abertura triangular y su tira adhesiva circundante permite fijar el paño a la barbilla del paciente. La banda de aluminio ajustable que recorre el lado superior de la abertura triangular permite su posicionamiento seguro en la nariz del paciente. Para proteger los ojos del paciente de posibles salpicaduras o lesiones accidentales, el paño cuenta con una ventana de protección realizada en un material transparente que también permite una comunicación fácil e inmediata entre el paciente y el operador, evitando así, situaciones de pánico indeseables.


CÓDIGO	DETALLES	MATERIAL	COLOR	CANT.
<b>22.T1782.00</b>	Paño individual repelente de fluidos de 133x200 cm con adhesivo y corte en forma de <b>U</b> de <b>6,50x50</b> cm, con refuerzo ultraabsorbente y soporte de línea estilo velcro	Sontara®	Celeste	5
<b>22.T1783.00</b>	Paño individual repelente de fluidos 133x200 con abertura triangular del adhesivo de <b>11x10</b> cm, abertura antipánico y soporte de línea estilo velcro	Sontara®	Celeste	5

## PAÑOS QUIRÚRGICOS CON ADHESIVO EN FORMA DE U

Los paños para pacientes, con corte autoadhesivo en forma de **U**, están fabricados en diferentes tejidos y tamaños para poder satisfacer las distintas necesidades del personal médico que los usa.

La gama incluye paños en **SPPB (polipropileno hilado)**, **tela no tejida de 2 capas** y **Sontara®**.

El corte especial en forma de U en el lado corto del paño permite su fácil colocación cerca del labio inferior o del cuello del paciente, para crear una eficaz barrera estéril. La facilidad de uso y la capacidad de secado rápido ayudan a evitar el riesgo de contaminación y pérdida de tiempo. La película de protección de la tira autoadhesiva está dividida en partes precortadas para facilitar su colocación.



CÓDIGO	DETALLES	MATERIAL	COLOR	CANT.
<b>12.T1792.00</b>	Paño repelente de fluidos de 133x200 cm con adhesivo y corte en forma de <b>U</b> de <b>6,5x50</b> cm y lazo	Sontara®	Celeste	10
<b>12.T1253.00</b>	Paño impermeable/absorbente de 50x75 cm con adhesivo y corte en forma de <b>U</b> de <b>11x9</b> cm	TNT absorbente + PE impermeable	Celeste	50
<b>12.T1254.00</b>	Paño impermeable/absorbente de 75x90 cm con adhesivo y corte en forma de <b>U</b> de <b>11x9</b> cm	TNT absorbente + PE impermeable	Celeste	25
<b>12.T1264.00</b>	Paño impermeable/absorbente de 100x150 cm con adhesivo y corte en forma de <b>U</b> de <b>6,5x30</b> cm	TNT absorbente + PE impermeable	Celeste	25
<b>12.T1265.00</b>	Paño impermeable/absorbente de 100x150 cm con corte en forma de <b>U</b> de <b>6,5x30</b> cm sin tira adhesiva	TNT absorbente + PE impermeable	Celeste	25
<b>12.T1266.00</b>	Paño impermeable/absorbente de 150x200 cm con adhesivo y corte en forma de <b>U</b> de <b>6,5x50</b> cm	TNT absorbente + PE impermeable	Celeste	25
<b>12.T4253.00</b>	Paño de 50x75 cm repelente a los fluidos con adhesivo en forma de U de <b>11x9</b> cm	TNT + PE impermeable	Celeste	50
<b>12.T4254.00</b>	Paño de 75x90 cm repelente a los fluidos con adhesivo en forma de U de <b>11x9</b> cm	TNT + PE impermeable	Celeste	50
<b>12.T4264.00</b>	Paño de 100x150 cm repelente a los fluidos con adhesivo en forma de U de <b>6,5x30</b> cm	TNT + PE impermeable	Celeste	25

Para más información sobre los productos Hu-Friedy o para realizar un pedido, llame al 00800 48 37 43 39 o visite el sitio web [HuFriedyGroup.eu](https://www.HuFriedyGroup.eu)

Para más información sobre los productos Crosstex, llame al +39 05 24 52 74 53 o visite el sitio web [Crosstex.com](https://www.Crosstex.com)

Para más información sobre los productos Omnia o para realizar un pedido, llame al +39 05 24 52 74 53 o visite el sitio web [OmniaSpa.eu](https://www.OmniaSpa.eu)

Hu-Friedy Mfg. Co., LLC • European Headquarters • Lyoner Str. 9 • 60528 Frankfurt am Main, Germany • [HuFriedyGroup.eu](https://www.HuFriedyGroup.eu)

Dado que algunos de los productos incluidos en este catálogo pueden no estar disponibles en algunos países, le invitamos a comprobar la disponibilidad del producto con su distribuidor autorizado local o a contactar con nuestro servicio de atención al cliente en el número de teléfono gratuito 00800 48 37 43 39. Disponibles hasta agotar existencias. Sontara® es una marca comercial de Sontara® South Asia. El resto de nombres relativos a empresas y productos son marcas registradas de Hu-Friedy Mfg. Co., LLC, de sus filiales o empresas asociadas, salvo que se indique lo contrario.

©2021 Hu-Friedy Mfg. Co., LLC Todos los derechos reservados. 90.L0399.ES/1221