

BATAS DESECHABLES OMNIA

PROTECCIÓN ESTÉRIL Y NO ESTÉRIL



TOMAR LA DECISIÓN CORRECTA



Junto con la propagación de cada vez más enfermedades e infecciones por el mundo, existe una mayor concienciación sobre todos los procesos de control de infecciones que deben seguirse durante los procedimientos quirúrgicos y no quirúrgicos.

Tenemos las soluciones que le ayudan a minimizar la exposición frente a infecciones cruzadas y patógenos transmitidos por la sangre durante los procedimientos diarios:

Batas Omnia

Las batas desechables son un avance importante para proteger al equipo. Confeccionadas en Telas No Tejidas (TNT), en diferentes gramajes y materiales dependiendo de su uso, cumplen con todos los requisitos en términos de protección, comodidad y asepsia. Las batas quirúrgicas están envueltas en papel médico y contienen toallas de mano.



Esterilidad garantizada

El procedimiento especial de esterilización con gas de óxido de etileno (EtO) garantiza una esterilidad de 5 años en comparación con los pocos meses que garantizan los procedimientos de esterilización en autoclave estándar usados en las clínicas dentales.

NUESTROS TEJIDOS


Omnia fabrica su línea de productos usando tejidos de alto rendimiento.

Los materiales de tela no tejida (TNT), que han sido expresamente diseñados y creados para mejorar la comodidad y la seguridad durante los procedimientos dentales, garantizan la máxima higiene, cuidado y protección tanto para los operadores como para los pacientes. Su grosor reducido hace que los productos sean suaves y cómodos y, al mismo tiempo, garantiza un excelente efecto barrera. Los materiales de PE se fabrican usando mezclas especiales para garantizar la seguridad y la higiene, sin perjudicar el funcionamiento del equipo, allá donde se usen.

TEJIDOS INNOVADORES

para mayor comodidad y seguridad

TEJIDOS USO



Sontara®

Gracias a un proceso de fabricación especial, Sontara® es muy suave, adaptable y altamente transpirable. Es el estándar cualitativo más alto jamás logrado en la tecnología médica de telas no tejidas.




Batas



Paños



Gorros



Microfibra SMS

La microfibra SMS (Spunbond + Meltblown + Spunbond) se refiere a una tela no tejida de tres capas con dos capas hiladas externas y una capa fundida en el centro. La microfibra SMS es hidrófuga y transpirable, y además es garantía de una barrera eficaz al paso de fluidos y patógenos a la vez que proporciona una excelente comodidad de uso para el operario.




Batas



Uniformes



Gorros




Microfibra SMMS

La microfibra SMMS ha sido laminada en caliente y fabricada con tela no tejida hilada, dos telas no tejidas fundidas y otra tela no tejida hilada. Hidrófuga y transpirable como la tela no tejida SMS, la microfibra SMMS es cómoda y segura, por lo que estas batas son adecuadas para un aislamiento de alta calidad.



Batas



TNT (tela no tejida) hilada

La TNT (tela no tejida) suave y ligera de bajo gramaje protege de forma eficaz tanto al operario como al paciente. Se usa para hacer batas para intervenciones breves.




Batas



Gorros



Cubre Sillones



PE de grado médico atóxico


El PE de grado médico atóxico garantiza una total impermeabilidad frente a los agentes patógenos y contaminantes, y hace que cualquier procedimiento sea más seguro y fácil, sin perjudicar el funcionamiento de los equipos utilizados.



Forros de Batas



Cubre Sillones




TNT absorbente + PE (polietileno) impermeable

La tela no tejida (TNT) fundida de alto gramaje combinada con una capa de polietileno se utiliza para la fabricación de cobertores tanto para superficies, como para pacientes. Es absorbente e hidrófuga, está hecha a prueba de desgarros y resulta cómoda para el paciente, a la vez que garantiza un gran efecto barrera.



Paños




TNT + PE (polietileno) impermeable

La tela no tejida (TNT) de bajo gramaje, combinada con una capa de polietileno impermeable, sirve para fabricar cobertores tanto para superficies como para pacientes.



Paños



TNT aireado

La suavidad de la tela no tejida (TNT) y sus microperforaciones, que permiten la ventilación, la convierten en un material idóneo para gorros y similares utilizados en el entorno dental.



Gorros

BATA MODELO EXPO de Sontara®

disponible con protección **ESTÉRIL** y **NO ESTÉRIL**

Sontara® es hasta ahora una de las telas médicas no tejidas más avanzadas disponibles en el mercado. Su alta repelencia a los líquidos, combinada con una extraordinaria sensación de comodidad, hacen de esta bata la opción perfecta para largas jornadas de trabajo y el tratamiento de pacientes de riesgo. Sus principales características son: cierre de velcro, puños de algodón, cordones laterales dobles internos y externos, pliegue quirúrgico y toallas incluidas.



Cierre con velcro



Cordones laterales internos y externos dobles



Puños de algodón



Plegada para uso quirúrgico, incluye 2 toallas de mano



22.D1278.00

ESTÉRIL	NO ESTÉRIL	DESCRIPCIÓN	UNIDADES
22.D1278.00	30.D1278.00	Bata modelo Expo (70 g) con pliegue quirúrgico y toalla envuelta en papel de grado médico (longitud: 118 cm) S	12
22.D1275.00	30.D1275.00	Bata modelo Expo (70 g) con pliegue quirúrgico y toalla envuelta en papel de grado médico (longitud: 130 cm) M/L	12
22.D1276.00	30.D1276.00	Bata modelo Expo (70 g) con pliegue quirúrgico y toalla envuelta en papel de grado médico (longitud: 133 cm) XL	12
22.D1277.00	30.D1277.00	Bata modelo Expo (70 g) con pliegue quirúrgico y toalla envuelta en papel de grado médico (longitud: 135 cm) XXL	12

BATA MODELO SPECIAL PLUS de Microfibra SMS

disponible con protección **ESTÉRIL** y **NO ESTÉRIL**



La **microfibra SMS**, la cual es repelente al agua y transpirable, es usada para fabricar esta bata con una excelente relación entre comodidad y rendimiento. Sus puños de algodón, cierre de velcro, cinturón con cierre lateral, pliegue quirúrgico y toallas internas la convierten en la opción perfecta para sesiones de trabajo clínico.

Cierre con velcro



Puños de algodón



Plegada para uso quirúrgico, incluye 2 toallas de mano



22.D2170.00

ESTÉRIL	NO ESTÉRIL	DESCRIPCIÓN	UNIDADES
22.D2170.00	30.D2170.00	Bata modelo Special Plus de 43g con pliegue quirúrgico y toalla envuelta en papel de grado médico (longitud: 109 cm) S	12
22.D2171.00	30.D2171.00	Bata modelo Special Plus de 43g con pliegue quirúrgico y toalla envuelta en papel de grado médico (longitud: 112 cm) M	12
22.D2172.00	30.D2172.00	Bata modelo Special Plus de 43g con pliegue quirúrgico y toalla envuelta en papel de grado médico (longitud: 115 cm) L	12
22.D2173.00	30.D2173.00	Bata modelo Special Plus de 43g con pliegue quirúrgico y toalla envuelta en papel de grado médico (longitud: 118 cm) XL	12
22.D2174.00	30.D2174.00	Bata modelo Special Plus de 43g con pliegue quirúrgico y toalla envuelta en papel de grado médico (longitud: 145 cm) XXL	12

BATA QUIRÚRGICA AZUL de microfibra SMS

disponible con protección **ESTÉRIL** y **NO ESTÉRIL**

Repelente al agua y transpirable como la tela no tejida SMS, la **Microfibra SMMS** es cómoda y segura, lo que hace que estas batas sean adecuadas para un rendimiento de aislamiento de alta calidad. Sus puños de algodón y el cinturón con cierre lateral la convierten en la opción perfecta para sesiones de trabajo clínico.



Cierre con velcro



Puños de algodón



Plegada para uso quirúrgico

22.D2301.00

ESTÉRIL	DESCRIPCIÓN	UNIDADES	NO ESTÉRIL	DESCRIPCIÓN	UNIDADES
22.D2301.00	Bata SMMS (35 g) plegada para uso quirúrgico (longitud: 120 cm) talla M	30	30.D2301.00	Bata SMMS (35 g) modelo Essential (longitud: 120 cm) talla M	50
22.D2302.00	Bata SMMS (35 g) plegada para uso quirúrgico (longitud: 125 cm) talla L	30	30.D2302.00	Bata SMMS (35 g) modelo Essential (longitud: 125 cm) talla L	50
22.D2303.00	Bata SMMS (35 g) plegada para uso quirúrgico (longitud: 130 cm) talla XL	30	30.D2303.00	Bata SMMS (35 g) modelo Essential (longitud: 130 cm) talla XL	50
22.D2304.00	Bata SMMS (35 g) plegada para uso quirúrgico (longitud: 135 cm) talla XXL	30	30.D2304.00	Bata SMMS (35 g) modelo Essential (longitud: 135 cm) talla XXL	50

BATA BÁSICA de Tela no tejida (NWF)

disponible con protección **ESTÉRIL** y **NO ESTÉRIL**



Las batas quirúrgicas repelentes de fluidos Omnia son la solución perfecta para actividades rutinarias cortas, como la extracción de muelas del juicio, cirugías de segundo nivel y raspado dental, o para complementar la protección y el aislamiento del paciente y del asistente contra los patógenos. Disponible con muñequeras elásticas antialérgicas o puños de algodón. (Solo talla única)









También disponible en:

verde
22.D1006.00

amarillo
22.D1304.00



22.D1302.00

ESTÉRIL	NO ESTÉRIL	DESCRIPCIÓN	DETALLES	COLOR	UNIDADES
22.D1004.00	30.D1004.00	Bata (30 g) con muñequeras elásticas (longitud 110 cm)		verde	50
22.D1307.00	30.D1307.00	Bata (30 g) con muñequeras elásticas (longitud 110 cm)		celeste	50
22.D1303.00	30.D1303.00	Bata (30 g) con muñequeras elásticas (longitud 110 cm)		amarillo	50
22.D1006.00	30.D1006.00	Bata (30 g) con puño de algodón (longitud 110 cm)		verde	50
22.D1302.00	30.D1302.00	Bata (30 g) con puño de algodón (longitud 110 cm)		celeste	50
22.D1304.00	30.D1304.00	Bata (30 g) con puño de algodón (longitud 110 cm)		amarillo	50

FORRO DE LA BATA

PE y LDPE de grado médico atóxico

disponible con protección **ESTÉRIL** y **NO ESTÉRIL**

El forro de la bata es perfecto para la práctica diaria de todo tipo de actividades donde se producen altos niveles de dispersión de aerosoles. El **PE (polietileno) de grado médico atóxico** garantiza una impermeabilidad completa frente a los agentes patógenos y contaminantes, mientras que el **LDPE (polietileno de baja densidad) de grado médico atóxico** hace que el producto sea impermeable y adaptable. Ambos tejidos (PE y LDPE) protegen el uniforme profesional de cualquier salpicadura o contaminación accidental.



ESTÉRIL	NO ESTÉRIL	DESCRIPCIÓN	COLOR	UNIDADES
22.D1001.00	30.D1001.00	Forro de la bata (Shell Cover) - LDPE (22,5 g) (longitud: 105 cm)	celeste	50
22.D1002.00	30.D1002.00	Forro de la bata (Shell Cover) - LDPE (22,5 g) (longitud: 125 cm) talla XL, manga larga con agujero para el dedo pulgar	celeste	50 (estéril) 100 (no estéril)
22.D1009.00	30.D1009.00	Forro de la bata (Shell Cover) - LDPE (22,5 g) (longitud: 125 cm) talla XL, manga larga con agujero para el dedo pulgar	celeste	10



FORROS DE BATAS de tela no tejida transpirable y UNIFORMES de Microfibra SMS


solo **NO ESTÉRIL**

Los forros para batas de tela no tejida impermeables y los uniformes de Microfibra SMS

proporcionan una excelente transpirabilidad y resistencia. Sirven principalmente para preservar la bata durante los procedimientos diarios (forro de la bata) o como sustituto (uniforme profesional).



10.D3003.00



10.D3005.00



30.D2115.00



NO ESTÉRIL	DESCRIPCIÓN	COLOR	UNIDADES
10.D3003.00	Forro de la bata (longitud: 110 cm)	blanco	50
10.D3005.00	Forro de la bata (longitud: 110 cm)	verde	50
30.D2115.00	Chaqueta de manga corta con pantalón de talla S	azul	10
30.D2116.00	Chaqueta de manga corta con pantalón de talla M	azul	10
30.D2117.00	Chaqueta de manga corta con pantalón de talla L	azul	10
30.D2118.00	Chaqueta de manga corta con pantalón de talla XL	azul	10

La longitud de las batas puede estar sujeta a pequeñas variaciones

Para más información sobre los productos Omnia o para realizar un pedido, llame al +39 05 24 52 74 53 o visite el sitio web OmniaSpa.eu

Hu-Friedy Mfg. Co., LLC • European Headquarters • Lyoner Str. 9 • 60528 Frankfurt am Main, Germany • HuFriedyGroup.eu

Es posible que algunos de los productos que se incluyen en este catálogo no estén disponibles en algunos países, así que le invitamos a que compruebe la disponibilidad del producto con su distribuidor local autorizado o que se ponga en contacto con el departamento de atención al cliente llamando al número de teléfono gratuito 00800 48 37 43 39. Sontara® es una marca comercial de Sontara® South Asia. Todos los nombres de productos son marcas comerciales de Omnia SRL, una empresa de Cantel Medical, sus filiales o sus empresas vinculadas, a menos que se indique lo contrario.

©2021 Hu-Friedy Mfg. Co., LLC Todos los derechos reservados. 90.L9003.00/1221