


Diamantbestäubte Zahnzangen

Bessere Griffbarkeit



Unsere **diamantbestäubten Zahnzangen** sind mit einer feinen Diamantbeschichtung versehen, die den Widerstand zwischen der Zange und der Zahnoberfläche erhöht und so einen besseren Kontakt ermöglicht. Der sichere Halt von Krone und Wurzel verringert das Risiko, den Zahn kaputt zu machen oder abzubrechen.

Eine leichte Diamantbeschichtung, die mit der Längsverzahnung des Mauls verbunden ist, erhöht die Griffbarkeit im Vergleich zu herkömmlichen Zahnzangen erheblich.*



Dünne, spitz zulaufende Mäuler ermöglichen einen besseren Zugang als herkömmliche Zahnzangenmaul.




Matte Oberfläche für zusätzlichen Kontrast und reduzierte Lichtreflexion.


Das einzigartige Lochdesign reduziert das Gewicht der Zahnzange und sorgt für mehr Komfort und Kontrolle.

Diamantbestäubte Zahnzangen


sind in den folgenden Atraumair-Formen erhältlich:


Obere

F1XSD	1 Standardzange, diamantbestäubt Obere Schneidezähne	
F35XSD	35 Zange, diamantbestäubt Obere Eckzähne und Prämolaren	
FX44XSD	44 Wurzelzange, diamantbestäubt Obere Wurzeln	
F67XSD	67 Apikale Zange, diamantbestäubt Obere Molaren	

FAF1XSD	1 Apikale Zange, diamantbestäubt Obere Schneidezähne	
FAF35XSD	35 Apikale Zange, diamantbestäubt Obere Eckzähne und Prämolaren	
FX51XSD	51 Wurzelzange, diamantbestäubt Obere Wurzeln	

Untere

F13XSD	13 Zange, diamantbestäubt Untere Prämolaren	
F36XSD	36 Zange, Diamant bestäubt Untere Schneidezähne	
FX45XSD	45 Wurzelzange, diamantbestäubt Untere Wurzeln, gezahnt	
FX79XSD	79 Zange, diamantbestäubt Untere Molaren	

F21XSD	21 Zange, diamantbestäubt 1. und 2. Molaren	
FAF36XSD	36 Apikale Zange, diamantbestäubt Untere Prämolaren und Schneidezähne	
FX73XSD	73 Zange, diamantbestäubt Untere Molaren	

Finden Sie Ihre optimale Extraktionszange auf [HuFriedyGroup.eu/de](https://www.hufriedygroup.eu/de)

Free Call: 00800 48 37 43 39 | Free Fax: 00800 48 37 43 40
E-Mail: info@hu-friedy.eu | Website: [HuFriedyGroup.eu/de](https://www.hufriedygroup.eu/de)
f t i HuFriedyGroupEurope

* Erhöhte Griffigkeit um 20% im Vergleich zu Standard Hu-Friedy Zangen. Daten liegen vor.
Hu-Friedy Mfg. Co., LLC • European Headquarters • Lyoner Str. 9 • 60528 Frankfurt am Main, Germany • HuFriedyGroup.eu
Alle Firmen- und Produktnamen sind Handelsmarken von Hu-Friedy Mfg. Co., LLC, seinen Konzernunternehmen
oder verbundenen Unternehmen, sofern nicht anders angegeben.
©2023 Hu-Friedy Mfg. Co., LLC. Alle Rechte vorbehalten. HFL-666DE/0323